

CARELINE

BEHANDLUNGSLIEGE



QUALITY & DESIGN - MADE IN AUSTRIA

PANNOMED

CARELINE


BEHANDLUNGSLIEGE

- Höhenverstellbar von 58-98cm
- Standardabmessungen 195 x 65cm
- Stabile Hubsäulen
- Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet
- Reduziertes ansprechendes Design
- Hygienisch (nahezu Fugenlos)
- Polsterung (6cm) laut Farbmusterkarte
- Verschiedenste Optionen zur Ausstattung (Seite 4)
- Belastbarkeit 195kg





- Variante feststehend (einstellbare GummifüÙe) mit positiv und negativ verstellbaren Kopfteil
- Kopfteil mit Gasfeder verstellbar



- Variante fahrbar mit positiv verstellbaren Kopfteil
- Kopfteil mit Gasfeder verstellbar (positiv)
- Sonderlänge ca. 150cm
- Rollen mit Zentral- und Richtungsfeststellung



- Variante fahrbar mit 2 Kopfteilen
- Kopfteile mit Gasfeder verstellbar (positiv)
- OP-Schienen seitlich
- Rollen mit Zentral- und Richtungsfeststellung

CARELINE FACTS

CareLine Flex, 195 x 65 cm, feststehend, kippbar, elektrisch höhenverstellbar (58-98 cm), Kopfteil mit Gasdruckfeder, Polsterung ca. 60 mm, Belastbarkeit 195 kg, Bezugsfarben gem. Farbkarte

Optionen:

Verpackung (nicht für Selbstabholer)
Sicherheitstechnische Kontrolle
80 cm breite Liegefläche
langer Kopfteil (80 cm)
Sonderlänge (z.B. 205 cm)
Kopfteil negativ neigbar (nur bei kurzem Kopfteil)
Rückenteil zusätzlich elektrisch positiv neigbar
Papierrollenhalter
Fixbezug antistatisch
elektrisch mit wechselbarem Akku höhenverstellbar inkl. integriertem Ladegerät
2. Wechselakku ink. externem Ladegerät
fahrbar mit Zentralbremse und Richtungsfeststeller
Ausführung mit Verbundlagerungsplatte und Auflagematte antistatisch statt Fixbezug
Rundumschaltung für die Bewegungen
Seitengitter abschwenkbar
Schiebegriff fußseitig
Schiebegriff kopfseitig
OP Schiene kopfseitig und seitlich (je 50 cm)
Infusionsständer höhenverstellbar für OP-Schiene
Wandabweiserrollen an allen 4 Ecken
Ablagekorb am Fahrgestell (für Reinigung schwenkbar)
Nasenschlitz



QUALITY & DESIGN - MADE IN AUSTRIA

PANNOMED