




# CLEARLINE

## STRETCHER



QUALITY & DESIGN - MADE IN AUSTRIA

**PANNOMED**



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH

...we care about you...

[www.ecomed.co.at](http://www.ecomed.co.at)

[office@ecomed.co.at](mailto:office@ecomed.co.at)

# CLEARLINE

## STRETCHER

- Höhenverstellbar mit Akku von 56 bis 96cm
- Auflage aus Kunstleder 5cm(auf Wunsch antistatisch möglich)
- Fahrbar auf 4 Doppelaufrollen (Ø 150mm)
- Räder mit Zentral- und Richtungsfeststellung
- Alle Räder elektrisch leitfähig
- Stabiler Stahlrohrrahmen für beste Fahreigenschaft
- Belastbar bis 220kg
- Liegefläche 204 x 66cm (LxB)
- Kurze Version: Hubäule am Fussende nach innen versetzt
- Lange Version: beide Hübsäulen am Liegende (größerer Röntgenbereich)
- Röntgenfeld: 147 x 50cm kurze Version, 185 x 50cm lange Version
- Trendelenburg – Antitrendelenburg bis 15°
- Seitengitter beidseitig
- Normschienen entlang der Liegefläche
- Abklappbare Schiebegriffe am Fußende
- Integrierter Papierrollenhalter
- Rückenteil elektrisch oder mit Gasfeder verstellbar
- Bei elektrischem Kopfteil zusätzlich ein Drucktaster zur Verstellung am Kopfende
- Bedienbar mittels Handschalter

### OPTIONEN:

- Lateralverstellung
- Infusionsstativ
- Beinhalter für Steinschnittlage
- Wandladestation mit Ersatz Akku
- Ablagekorb
- O<sup>2</sup> Flaschenhalterung
- Monitorträger
- Normschiene am Kopfende
- Diverse Sonderaufbauten





- Höhenverstellbar von 56 bis 96cm
- Auflage antistatisch



- Trendelenburg – Antitrendelenburg ca. 10°



- Kopfteil elektrisch oder mit Gasfeder verstellbar
- Kopfteil mit 50 oder 70cm möglich



- Lateralverstellung (links und rechts) ca. 10°



- Röntgenfähigkeit
- kurze Version: 147 x 50 cm
  - lange Version: 185 x 50 cm



# CLEARLINE

## STRETCHER



Papierrollenhalter



Seitengitter beidseitig



Arretierung für  
Seitengitter



Rollen mit  
Zentralblockierung und  
Richtungsfeststellung



Schiebegriffe klappbar



Handschalter

QUALITY & DESIGN - MADE IN AUSTRIA

# PANNOMED

Abt Maurus Strasse 35  
3390 Melk  
Austria

**E-COMED** MEDIZINTECHNIK GMBH  
...we care about you...

Telefon: +43 680 12 4747 9  
Fax: +43 1 34242 069256  
E-Mail: office@ecomед.co.at  
Web: www.ecomed.co.at