

ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you...



MRT Zubehör

(antimagnetisch)



+43 1 34242 069256
office@ecomед.co.at
+43 680 12 4747 9
www.ecomed.co.at

... we care about you ...

Als junges Unternehmen mit Sitz in Melk an der Donau, im Laufe des Jahres 2013 gegründet, bieten wir Ihnen dennoch jahrelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik und entsprechender Dienstleistungen.

Unser Know-how und Bestreben nach bester Produkt- und Dienstleistungsqualität kombiniert mit der Flexibilität eines Kleinunternehmens bilden die Basis für eine langjährige Partnerschaft.

Überzeugen Sie sich selbst.

(Einzelne Produkte sind ggf. aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen nicht für den Verkauf in Österreich bestimmt. Selbstverständlich beraten wir Sie aber auch in diesem Fall sehr gerne.)



MRT – Zubehör

Wir sind Handelspartner renommierter Hersteller und führen antimagnetisches Zubehör für Ihren MRT. Hier finden Sie einen Auszug unseres Lieferprogramms.

MRT Transportliege

Transportliege für den MRT-Bereich (bis 3 Tesla) mit textiler Bespannung und Seitenlehnen absenkbar, Rohrrahmen aus Spezialkunststoff (UV-beständig, vergilbungsfrei)
Die Transportliege mit durchlässiger Auflagefläche aus strapazierfähigem, gegen Nässe unempfindlichen Textilene®-Gewebe.
Beidseitig absenkbare Seitenschutzlehnen sichern den Patienten während des Transportes.

Außenabmessungen:

Länge: 1970 mm

Breite: 820 mm

Höhe: 880 mm

Gewicht: 35 kg

Liegenfläche Höhe 800 mm

Liegenfläche Breite 610 mm

Liegenfläche Länge 1860 mm

Belastbarkeit 150 kg

Bemerkungen:

Bespannung aus hochstrapazierbarem kunststoffummanteltem Nylongewebe.



fahrbare MRT Liege (Breite 65 oder 80 cm)

Fahrbare Aufwachliege im Bereich der Magnetresonanz (MR), geeignet bis zu 3 Tesla.
Sie können die Polsterfarbe aus 21 Farbtönen unserer Farbtabelle selbst bestimmen.
Serienmäßig mit leichtlaufenden Rädern (Rollendurchmesser 100 mm) ausgestattet, wobei zwei in der Lauf- und Drehrichtung feststellbar sind.

Die Standardhöhe bis Liegefläche beträgt 650 mm, auf Wunsch ist auch die Höhe 700, 750 oder 800 mm lieferbar (ohne Zusatzkosten).

Die Breite der Liegefläche beträgt 650 oder 800 mm und die Gesamtlänge 1900 mm.
Belastbarkeit bis zu 200 kg. Das Kopfteil lässt sich bis zu +30° anstellen.

Optionen (Aufpreis):

Rollen mit Rollendurchmesser "RL-125" 125 mm.

Patientengurt "PG-220" (2220 x 220 mm) mit Klettverschluss, oder Seitengitter "SG-1000/1" (800 x 250 mm, LxH) drehbar (Aufpreis).

Papierrollenhalterstangen "P-3070" für Fußende.

Infusionsständer verfügbar "INF-1720/VA" mit vier Haken.





MRT Liege mit fester oder variabler Höhe

- Getestet bis 7 Tesla.
- Das Fahrwerk und der Liegeflächenrahmen sind schlag- und kratzfest pulverbeschichtet.
- Die Räder sind nicht kreidend mit Feststellfunktion an allen Rädern.
- Seitengitter sind serienmäßig und einfach nach unten versenkbar.
- Zugelassen für Patienten bis zu einem Gewicht von 220kg.
- Die Trendelenburg-Spontanverstellung ist gasfederunterstützt.
- Die Matratze besteht aus schwer entflammarem Material, welches sich einfach reinigen lässt, um Infektionen vorzubeugen und ist austauschbar.
- Die Rückenlehne ist stufenlos verstellbar.
- An allen vier Ecken ist der Transporter mit einem Stoßschutzsystem ausgestattet um Beschädigungen zu verhindern. Die Kantenschützer können alle einzeln ausgewechselt werden, da diese nur mit dem Transporter verschraubt sind.
- Am Transporter befindet sich immer griffbereit ein antimagnetischer Infusionsständer, der sich an vier Punkten an der Liegefläche befestigen lässt.
- Als Zubehör ist ein antimagnetischer Sauerstoffflaschenhalter verfügbar.
- Liegeflächenrahmen und Seitengitter in 73 RAL- Farben lieferbar.

Maße:

Höhe nach Wunsch gefertigt bzw. verstellbar:
630mm - 1100mm / 495mm – 940mm
Länge: 2175mm, Oberteil mit Liegefläche
Breite: 640mm, Oberteil mit Liegefläche:
Länge Fahrgestell: 1475mm
Breite Fahrgestell: 610mm
Matratzenstärke: 50mm



MRT Hocker mit Rollen



MRT Stuhl auf Rollen



MRT Stuhl mit Lehne auf Rollen



erhältlich auch mit Armlehnen bzw. Gasfederung



MRT Transportrollstuhl



MRT Rollstuhl DR



MRT Faltransportstuhl



auch in weitere Varianten erhältlich (Easyroller, Schwerlaststuhl, etc.)

MRT Auftritt 1-stufig



MRT Auftritt 2-stufig



MRT Auftritt 2-stufig (Alu)



auch in weitere Varianten erhältlich (Antirutschflächen, Geländer, etc.)

MRT Rollwagen



MRT Hygienewagen



MRT Spulenwagen



MRT Versorgungswagen



auch in weitere Varianten und Größen erhältlich



MRT Wäschesammler



MRT Wäschesackständer



MRT Abfallbehälter fahrbar



auch in weitere Varianten bzw. Größen erhältlich

MRT Infusionsständer



MRT Infusionsdruckmanschette



MRT Infusionsständer



auch in weitere Varianten bzw. Größen erhältlich

MRT Stethoskop



MRT Blutdruckmesser



MRT Intubationsbesteck



auch in weitere Varianten erhältlich



MRT Feuerlöscher



MRT Ohrstöpsel



MRT Lagerungshilfen



auch in weitere Varianten erhältlich

MRT Untersuchungsleuchte



MRT Reinigungsset



MRT Transferset (Rollboard)



auch in weitere Varianten erhältlich

MRT Metalldetektor



MRT Metalldetektoren – Feststehend



auch in weitere Varianten erhältlich

CareLine - die Patientenliege
CareLine - der Patiententransporter
...auch für Eingriffsräume geeignet...

multifunktional – flexibel kombinierbar – einfache Handhabung – leicht zu reinigen
die neue Generation, die sich nach Ihren Anforderungen richtet
entwickelt und produziert in Österreich



Wir führen auch Iso-Behandlungswagen, Strahlenschutzlösungen, MRT-Zubehör,
Notfalltransporter, Spezialliegen und vieles mehr...



ECOMED Medizintechnik GmbH

Abt Maurus-Straße 35 • 3390 Melk / Österreich

Telefon: +43 680 12 4747 9 • Telefax: +43 1 34242 069256

office@ecomед.co.at • www.ecomed.co.at