



# Untersuchungsliegen







+43 1 34242 069256

office@ecomed.co.at

+43 680 12 4747 9

www.ecomed.co.at

### ... we care about you ...

Als junges Unternehmen mit Sitz in Melk an der Donau, im Laufe des Jahres 2013 gegründet, bieten wir Ihnen dennoch jahrelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik und entsprechender Dienstleistungen.

Unser Know-how und Bestreben nach bester Produkt- und Dienstleistungsqualität kombiniert mit der Flexibilität eines Kleinunternehmens bilden die Basis für eine langjährige Partnerschaft.

Überzeugen Sie sich selbst.

(Einzelne Produkte sind ggf. aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen nicht für den Verkauf in Österreich bestimmt. Selbstverständlich beraten wir Sie aber auch in diesem Fall sehr gerne.)




# Praxisliege


### für Untersuchung und Behandlung


- Gestell aus Formrohr größter Stabilität, pulverbeschichtet RAL 9002, Füße querverstrebt
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug nach Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil mit zweifacher Rastermechanik

Lieferung zerlegt im Karton.

# Praxisliegen







Länge	Brei	te	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen		
Standa	Standard						
195 >	< 65	×	65 cm	120. 665			
195 >	c 65	X	70 cm	120. 670			
195 >	< 65	×	75 cm	120. 675			
195 >	< 65	×	80 cm	120. 680			
195 >	< 80	×	65 cm	120. 865			
195 >	< 80	×	70 cm	120.870			
195 >	< 80	×	75 cm	120. 875			
195 >	< 80	×	80 cm	120. 880			
Kopf u	nd Fu	ßtei	l verstellbar				
195 >	< 65	×	65 cm	121.665			
195 >	< 65	×	70 cm	121.670			
195 >	< 65	X	75 cm	121. 675			
195 >	< 65	×	80 cm	121. 680			
195 >	× 80	×	65 cm	121.865			
195 >	× 80	×	70 cm	121.870			
195 >	< 80	X	75 cm	121.875			
195 >	× 80	×	80 cm	121.880			
80 cm	lange	r Kc	pfteil für Ultraschall und Ga	ıstroskopie			
195 >	c 65	×	65 cm	123. 665			
195 >	< 65	×	70 cm	123. 670			
195 >	< 65	×	75 cm	123. 675			
195 >	< 65	×	80 cm	123. 680			
195 >	× 80	×	65 cm	123. 865			
195 >	× 80	×	70 cm	123. 870			
195 >	× 80	×	75 cm	123. 875			
195 >	× 80	×	80 cm	123. 880			

#### Zubehör

Zabenoi		
	Papierrollenhalter	850. 000
	Nasenschlitz	851.000
	OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 001
	Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 001
	Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853. 001
	Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001



Rollen 75 mm Ø, 4 Stk (2 Stk mit Radbremse) Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. mit Radbremse Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk mit Totalfeststeller) Rollen 100 mm Ø, 4Stk. mit Totalfeststeller 890. 000 890. 001 891. 000 891. 001




# Massageliege

- Gestell aus Formrohr größter Stabilität, pulverbeschichtet RAL 9002, Füße querverstrebt
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug nach Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil mit Nasenschlitz kontinuierlich positiv und negativ mittels Klemmgriff verstellbar

Lieferung zerlegt im Karton.

# Massageliege



Länge Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 ×	65 cm	134. 665	
195 x 65 x	70 cm	134.670	
195 x 65 x	75 cm	134. 675	
195 x 65 x	80 cm	134.680	

891.001

#### Zubehör

Papierrollenhalter	850. 000
OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 00 l
Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 00
Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853.001
Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001
Rollen 75 mm Ø, 4 Stk (2 Stk. mit Radbremse) Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. mit Radbremse Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk mit Totalfeststeller)	890.000 890.001 891.000

Rollen 100 mm Ø, 4Stk. mit Totalfeststeller



## Kombiliege

- Gestell aus Formrohr größter Stabilität, pulverbeschichtet RAL 9002, Füße querverstrebt
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug nach Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil kontinuierlich mittels Klemmgriff verstellbar, Mittel- und Sitzteil mit stabiler Rasterverstellung
- Ausziehbare Edelstahlschale

Grundausstattung ohne Auftritt und Beinhalter. Lieferung zerlegt im Karton.

# Kombiliege



Länge Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 195 × 65 × 195 × 65 × 195 × 65 ×	70 cm 75 cm	135. 665 135. 670 135. 675 135. 680	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

### Zubehör für Kombiliegen

Papierrollenhalter	850. 000
OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 001
Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 001
Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853. 001
Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001
Beinhalter mit weißer Kunststoffschale (Paar)	858. 000
Beinhalter nach Göpel (Paar)	859. 000
Fersenstützen aus Edelstahl (Paar)	860. 000
Fersenstützen aus Edelstahl längenverstellbar (Paar)	860. 00 I
Einklappbarer Auftritt	862. 000
Rollen 75 mm Ø, 4 Stk (2 Stk. mit Radbremse) Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. mit Radbremse Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk mit Totalfeststeller) Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. mit Totalfeststeller	890. 000 890. 001 891. 000 891. 001



in verschiedenen Varianten lieferbar

Fußpedal beidseits der Liege bei hydraulischer Ausführung



### Praxisliege ECO

höhenverstellbar von 60 bis 90 cm

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar von 60 –90 cm
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug laut Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil mit 2-facher Rastermechanik
- Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen (ø100mm)

# Praxisliege ECO

#### **Standard**

#### Hydraulisch, feststehend

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	340. 600	
195 × 80 × 60 - 90 cm	340. 800	

#### Hydraulisch, fahrbar

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	340. 601	
195 × 80 × 60 - 90 cm	340. 801	

#### Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 ×	60 - 90 cm	330. 600	
195 ×	80 ×	60 - 90 cm	330. 800	

#### Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 ×	60 - 90 cm	330. 601	
195 ×	80 ×	60 - 90 cm	330. 801	

#### Kopf und Fußteil verstellbar




#### Hydraulisch, feststehend

Länge Bre		Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
	195 ×	65 ×	60 - 90 cm	341.600		
	195 x	80 ×	60 - 90 cm	341, 800		

#### Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite		Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfüger	
195 x	65	×	60 - 90 cm	341.601		
195 x	80	×	60 - 90 cm	341.801		




Länge	9	Breit	e	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	×	65	X	60 - 90 cm	331.600	
195	×	80	×	60 - 90 cm	331.800	

#### Elektrisch, fahrbar

Länge		Breite	е	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	×	65	X	60 - 90 cm	331.601	
195	×	80	X	60 - 90 cm	331.801	

#### 80 cm langer Kopfteil



Läng	е	Breit	te.	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfü
195	×	65	×	60 - 90 cm	343. 600	
195	~	80	~	60 - 90  cm	343 800	

#### Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr. Farb	ocode für Polsterung anfügen
195 ×	65 x	60 - 90 cm	343. 601	
195 ×	80 ×	60 - 90 cm	343. 801	

#### Elektrisch, feststehend

Länge	,	Breit	:e	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	×	65	×	60 - 90 cm	333. 600		
195	X	80	X	60 - 90 cm	333. 800		

Elektrisch, fahrbar				
Länge Breite Höh	ne Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen		
195 × 65 × 60 -	90 cm 333. 60 l			
195 × 80 × 60 -	90 cm 333. 80 l			



# Praxisliege ECO

#### Zubehör

Papierrollenhalter	850. 000
Nasenschlitz	851.000
OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 001
Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 001
Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853. 001
Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001
Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung	880. 001









Kopfteil mit absenkbaren Armauflagen (Option)




Klappbare Armauflagen (Zubehör)

## Massageliege ECO

höhenverstellbar von 60 bis 90 cm

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Elektrisch oder hydraulisch h\u00f6henverstellbar von 60 –90 cm
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug laut Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil, positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen (ø 100mm)
- Kopfteil mit absenkbaren Armauflagen (Option)
- Seitliche Armauflagen, klappbar (Zubehör)

### Massageliege ECO





#### Hydraulisch, feststehend

Lange Breite F	⊣one	Bestell-INr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 ×	60 - 90 cm	322. 600	
195 x 80 x	60 - 90 cm	322. 800	

#### Hydraulisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 ×	60 - 90 cm	322. 601	
195 × 80 ×	60 - 90 cm	322. 801	

#### Elektrisch, feststehend


Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	312. 600	
195 × 80 × 60 - 90 cm	312.800	


#### Elektrisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr. Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	312.601
195 × 80 × 60 - 90 cm	312.801

### Massageliege ECO

#### mit absenkbaren Armauflagen






Lär	nge Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
19	5 × 65 ·	× 60 - 90 cm	324 600	

#### Hydraulisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	324. 601	

#### Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	I	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfüger
195	× 65	X	60 - 90 cm	314. 600	



#### Elektrisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	× 65 ×	60 - 90 cm	314 601	

#### Zubehör



Papierrollenhalter

850. 004

Montage erfolgt am Fußende!



Klappbare Armauflagen

840.000

Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!



Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung

880.001



### Kombiliege ECO


höhenverstellbar von 60 bis 90 cm

- Pulverbeschichtetes Gestell von größter Stabilität (RAL 9002)
- Elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar von 60 –90 cm
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug laut Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil kontinuierlich mittels Klemmgriff verstellbar, Mittel- und Sitzteil mit stabiler Rasterverstellung
- Ausziehbare Edelstahlschale
- Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen (ø100mm)

Grundausstattung ohne Beinhalter.

# Kombiliege ECO





#### Hydraulisch, feststehend

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	345. 600	

#### Hydraulisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 60 - 90 cm	345, 601	

#### Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	< 65 ×	: 60 - 90 cm	335.600	

#### Elektrisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	-	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 >	× 65 >	c 60 - 90 cm		335.601	

#### Zubehör

Zubenor		
	Papierrollenhalter	850. 000
	OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 001
	Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 001
	Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853. 001
	Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001
	Beinhalter mit weißer Kunststoffschale (Paar)	858. 000
	Beinhalter nach Göpel (Paar)	859. 000
	Fersenstützen aus Edelstahl (Paar)	860. 000
	Fersenstützen aus Edelstahl längenverstellbar (Paar)	860. 001






### Gymnastikliege BOBATH


- Äußerst stabile und verwindungsfreie Konstruktion aus Rechteckprofilen
- Pulverbeschichtet RAL 9002
- Elektrisch höhenverstellbar von 40 bis 85 cm
- Ideal auch f
  ür Rollstuhlpatienten
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug It. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Liegefläche: 195 x 120 cm

## Gymnastikliege BOBATH



#### Elektrisch

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195 x	120 ×	40 - 85 cm	153.001		



#### Elektrisch, mit Kopfteil

Länge	9	Breite	9	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	×	120	×	40 - 85 cm	153.002		





in verschiedenen Varianten lieferbar





### Praxisliege SLIM LINE

#### höhenverstellbar von 45 bis 90 cm

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Feststehend oder fahrbar, mit arretierbaren Gummifüssen
- Hydraulisch oder elektrisch h\u00f6henverstellbar von 45 bis 90 cm
- 60 mm starke Polsterung; Kunstlederbezug lt. Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil mit 2-facher Rastermechanik

# Praxisliege SLIM LINE

#### **Standard**



#### Hydraulisch, feststehend

Länge Br		nge Breite		eite Höhe Bestell-Nr. Farbco		Farbcode für Polsterung anfügen	ocode für Polsterung anfügen	
195	X	65	X	45 - 90 cm	240. 600			
195	×	80	×	45 - 90 cm	240. 800	• •		

#### Hydraulisch, fahrbar

Länge	5	Breiti	е	Hohe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	X	65	×	45 - 90 cm	240. 601	
195	×	80	X	45 - 90 cm	240. 801	


#### Elektrisch, feststehend

Länge		Breit	eite Höhe Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	X	65	×	45 - 90 cm	230. 600		
195	×	80	×	45 - 90 cm	230, 800		

#### Elektrisch, fahrbar

Länge	Brei	te	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65	×	45 - 90 cm	230. 601	
195 ×	80	×	45 - 90 cm	230. 80 l	

#### Kopf und Fußteil verstellbar



#### Hydraulisch, feststehend

Länge		Breite		Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	×	65	×	45 - 90 cm	241.600		
195	X	80	X	45 - 90 cm	241.800		

#### Hydraulisch, fahrbar

Läng	ge	Breit	e	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	×	65	×	45 - 90 cm	241.601		
195	×	80	X	45 - 90 cm	241.801		


#### Elektrisch, feststehend

	, , ,			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x	65 ×	45 - 90 cm	231.600	
195 ×	80 ×	45 - 90 cm	231.800	

#### Elektrisch, fahrbar

Länge	9	Breite	е	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	X	65	×	45 - 90 cm	231.601	
195	×	80	X	45 - 90 cm	231.801	

#### 80 cm langer Kopfteil



#### Hydraulisch, feststehend

Länge		Breite		Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	×	65	×	45 - 90 cm	243. 600		
195	×	80	×	45 - 90 cm	243, 800		

#### Hydraulisch, fahrbar

			-	•		
Läng	е	Breit	е	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	X	65	×	45 - 90 cm	243. 601	
195	×	80	X	45 - 90 cm	243.801	

#### Elektrisch, feststehend

Länge		Breite	9	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	X	65	X	45 - 90 cm	233. 600	
195	X	80	X	45 - 90 cm	233. 800	

#### Elektrisch, fahrbar

	13011, 10	iiii bai			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195 x	65 ×	45 - 90 cm	233. 601		
195 x	80 x	45 - 90 cm	233.801		

# Praxisliege SLIM LINE

#### Zubehör

	Papierrollenhalter	850. 000
	Nasenschlitz	851.000
	OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 001
	Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 001
	Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853. 001
	Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001
i	Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung	880.001









# Physiotherapie-Liege SLIM LINE


Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität

Fußpedal beidseits der Liege bei hydraulischer

Ausführung

- Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren Gummifüssen.
- Hydraulische oder elektrische H\u00f6henverstellung
- Höhenverstellung von 45 90 cm
- 60 mm starke Polsterung; Kunstlederbezug It. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil, positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Kopfteil mit absenkbaren Armauflagen (Option)
- Gasfederunterstützte Verstellung von Kopf- Mittel- und Fußteil

### Physiotherapie-Liege SLIM LINE



#### Hydraulisch, feststehend

Höhe

Länge Breite

195 × 80 × 45 - 90 cm	223. 800	
Hydraulisch, fahrbar		
Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen

Bestell-Nr.

Farbcode für Polsterung anfügen

Lunge		DICIC		1 10110	DC3tCII-I VI.	raibcode fui roisterung unfugen	
195	×	65	×	45 - 90 cm	223. 601		
195	×	80	×	45 - 90 cm	223.801		


#### Elektrisch, feststehend

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen				
195 × 65 × 45 - 90 cm	213.600					
195 × 80 × 45 - 90 cm	213. 800	• •				
Elakariaah fahuhan						

#### Elektrisch, fahrbar

Lange	9	Breite	e	Hohe	Bestell-INr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	×	65	X	45 - 90 cm	213.601	
195	X	80	X	45 - 90 cm	213.801	

### Physiotherapie-Liege SLIM LINE mit absenkbaren Armauflagen



#### Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195 ×	65 ×	45 - 90 cm	225. 600		

#### Hydraulisch, fahrbar

Länge		Breite	е	Höhe	Ве	stell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	×	65	X	45 - 90 cm	22	5. 601	


#### Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195 ×	65 x	45 - 90 cm	215, 600		

#### Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe Bestell-1		Farbcode für Polsterung anfügen	
195 >	< 65 ×	45 - 90 cm	215.601		

### Physiotherapie-Liege SLIM LINE mit absenkbaren Armauflagen und geteiltem Fußteil



#### Hydraulisch, feststehend

Länge Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen				
195 x 65 x	45 - 90 cm	226. 600					
Hydraulisch, fahrbar							
Länge Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen				

226.601

#### Elektrisch, feststehend

 $195 \times 65 \times 45 - 90 \text{ cm}$ 

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 x	45 - 90 cm	216.600	

#### Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 x	45 - 90 cm	216.601	

#### Zubehör für Physiotherapie-Liege SLIM LINE

Zubenor für Physiotherapie-Liege SLIM LINE					
	Papierrollenhalter  Montage erfolgt am Fußende!	850. 004			
	Aufnahmebüchse für Rumpffixierhorn  Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!	870.001			
	Rumpffixierhorn	872. 000			
	Führungsschienenset Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!	875. 00 l			
	Klemmhalterung für Achselfixierhorn zur Montage auf Führungsschienen	871.002			
	Achselfixierhorn	871.000			
	Klemmhalterung für Fixiergurt (Paar) zur Montage auf Führungsschienen	873. 00 l			
	Fixiergurt, L=1,6 m	874. 000			
	Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung	880.001			





Fußpedal beidseits der Liege bei hydraulischer Ausführung





Klappbare Armauflagen (Zubehör)

### Massageliege SLIM LINE

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Feststehend oder fahrbar, mit arretierbaren Gummifüssen
- Hydraulische oder elektrische H\u00f6henverstellung
- Höhenverstellung von 45 90 cm
- 60 mm starke Polsterung; Kunstlederbezug It. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil, positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Kopfteil mit absenkbaren Armauflagen (Option)
- Seitliche Armauflagen, klappbar (Zubehör)

## Massageliege SLIM LINE





#### Hydraulisch, feststehend

Länge	Länge Breite Höhe			Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
				45 - 90 cm 45 - 90 cm	222. 600 222. 800	

#### Hydraulisch, fahrbar

Länge	е	Breit	е	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	X	65	X	45 - 90 cm	222. 601	
195	×	80	×	45 - 90 cm	222. 801	

#### Elektrisch, feststehend


Lang	е	Breit	е	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	×	65	×	45 - 90 cm	212.600	
195	X	80	X	45 - 90 cm	212.800	

#### Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 x	45 - 90 cm	212.601	
195 x	80 ×	45 - 90 cm	212.801	

### Massageliege SLIM LINE


#### mit absenkbaren Armauflagen




#### Hydraulisch, feststehend

Länge Breite Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 × 65 × 45 - 90 cm	224. 600	
Hydraulisch, fahrbar		

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 🗸	65 v	45 90 cm	224 601	




Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 x	45 - 90 cm	214.600	



Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x	65 ×	45 - 90 cm	214.601	

#### Zubehör



Papierrollenhalter

850.004

Montage erfolgt am Fußende!



Klappbare Armauflagen

840.000

Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!



Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung

880.001



### Kombiliege SLIM LINE


höhenverstellbar von 45 bis 90 cm

- Pulverbeschichtetes Gestell von größter Stabilität (RAL 9002)
- Feststehend oder fahrbar, mit arretierbaren Gummifüßen
- Elektrisch oder hydraulisch h\u00f6henverstellbar von 45 –90 cm
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug laut Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil kontinuierlich mittels Klemmgriff verstellbar, Mittel- und Sitzteil mit stabiler Rasterverstellung
- Ausziehbare Edelstahlschale

Grundausstattung ohne Beinhalter.

### Kombiliege SLIM LINE





#### Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195	× 65 ×	45 - 90 cm	245.600		

#### Hydraulisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 v	45 - 90 cm	245 601	

#### Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen	
195 ×	65 x	45 - 90 cm	235.600		

#### Elektrisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 ×	65 x	45 - 90 cm	235.601	

#### **7**ubehör

Zubenor		
	Papierrollenhalter	850. 000
	OP-Schiene 500 mm fix montiert OP-Schiene 1000 mm fix montiert	856. 000 856. 001
	Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene	852. 001
	Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene	853. 001
	Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene	854. 001
	Beinhalter mit weißer Kunststoffschale (Paar)	858. 000
	Beinhalter nach Göpel (Paar)	859. 000
	Fersenstützen aus Edelstahl (Paar)	860. 000
	Fersenstützen aus Edelstahl längenverstellbar (Paar)	860. 001





### ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

#### 1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der ECOMED Medizintechnik GmbH. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Abweichungen gelten nur, sofern diese schriftlich von beiden Seiten anerkannt werden.

#### 2. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Aufträge werden für uns erst durch schriftliche Bestätigung oder durch entsprechende Lieferung verbindlich.

#### Preise

Die Preise verstehen sich in Euro, exklusive Mehrwertsteuer und gelten ab Lager des Verkäufers. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf die jeweils abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch auf Inhalt, Zubehör und Dekoration der Abbildung. Der Transport wird durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert. Wenn im Zusammenhang der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Bei Preisänderungen, Irrtümern oder Abweichungen ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage treten, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf. Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

#### 4. Lieferung

Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich und unverbindlich vereinbart werden können, werden schriftlich in der Auftragsbestätigung angeführt. Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, wenn der Käufer erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Das Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. Auch vom Käufer veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. Ansprüche wegen Lieferverzögerung sind ausgeschlossen. Der Verkäufer verpflichtet sich zum Zeitpunkt der vereinbarten Abnahme der Lieferung zur Verfügung zu stehen.

Der Verkäufer ist berechtigt Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Lieferungen sind ab einem Warenwert je Bestellung von € 50,00 netto frei Haus, bei geringerem Warenwert wird eine Gebühr für Versand und Bearbeitung in der Höhe von € 8,00 zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt. (ausgenommen sind sperrige Güter, Medizintechnische Geräte, Artikel der Gruppen Praxisausstattung, Möbel und Geräte, EDV und EDV Zubehör sowie Strahlenschutzlösungen, diese werden immer separat verrechnet).

#### 5. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt. Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.

#### 6. Zahlung

Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzüge auf ein Bankkonto des Verkäufers zu überweisen. Allfällige Spesen sind vom Käufer zu tragen. Andere Zahlungsvereinbarungen und Zahlungsmodalitäten bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Bei nicht fristgerechter Zahlung sind wir berechtigt Zinsen in Höhe von 9% per anno, sowie Mahnspesen in der Höhe von € 25,00 netto zu verrechnen. Inkassospesen gehen zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer ist bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, berechtigt, die Kaufsache zur Sicherung seiner Ansprüche an sich zu nehmen.

Bei Neukunden oder Bestellungen mit einem Warenwert über € 500,00 behalten wir uns das Recht vor, nur gegen Vorauskasse, oder Anzahlung Aufträge entgegenzunehmen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

#### 7. Gewährleistung

Der Käufer ist verpflichtet, die ihm gelieferte Ware unverzüglich zu überprüfen und Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Bei Kunden, die nicht Verbraucher sind, führt ein verspätetes Rügen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches. Ist die Mängelrüge berechtigt, so steht es ECOMED Medizintechnik GmbH frei, die Gewährleistungsansprüche des Käufers durch Verbesserung, Nachtrag des Fehlenden, Preisminderung, Austausch der mangelhaften Ware gegen eine mängelfreie zu erfüllen oder die Ware zurückzunehmen und den Kaufpreis zu refundieren. Gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2. KSchG hat ECOMED Medizintechnik GmbH

das Recht, Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung durch Austausch der mangelhaften Sache gegen eine mängelfreie abzuwehren und Preisminderungsansprüche im Übrigen durch Verbesserung oder Nachtrag des fehlenden innerhalb angemessener Frist abzuwehren.

Für die während des Gewährleistungszeitraumes aufgetretenen Mängel wird ECOMED Medizintechnik GmbH dem Käufer weder das zur Mängelbehebung erforderliche Material noch die hierfür aufgewendete Arbeitszeit verrechnen.

Von der Gewährleistungspflicht nicht umfasst sind solche Schäden, die bei dem Käufer oder einem Dritten durch Abnützung, ungewöhnliche äußere Einflüsse, durch Feuchtigkeit, Wärme oder Kälte entstanden sind. Von ihrer Gewährleistungspflicht ist ECOMED Medizintechnik GmbH des Weiteren befreit, wenn an den von ihr gelieferten Waren Änderungen, Bearbeitungen oder Versuche der Mängelbehebung durch den Käufer oder Dritte vorgenommen worden sind.

Die Mängelbehebung erfolgt nach Wahl von ECOMED Medizintechnik GmbH in ihren Geschäftsräumen oder am Aufstellungsort der Ware. Zur Vornahme der zur Mängelbehebung erforderlichen Leistungen hat der Käufer die Ware, sofern ECOMED Medizintechnik GmbH dies wünscht, an ECOMED Medizintechnik GmbH zurückzustellen. Die Verwendbarkeit bestellter Ware für bestimmte Zwecke des Bestellers ist nicht Vertragsbestandteil.

ECOMED Medizintechnik GmbH haftet gegenüber Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1. KSchG sind, lediglich für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden und bloß bis zum Wert der von ECOMED Medizintechnik GmbH gelieferten Produkte.

#### 8. Qualitätsangaben

Werden nicht Destimmte Eigenschaften bedungen, so liefert ECOMED Medizintechnik GmbH Erzeugnisse handelsüblicher Qualität. Qualitäts-, Maß- und Analysenangaben stellen Näherungswerte dar, die geringfügig über- oder unterschritten werden können. Solche Änderungen sind zu akzeptieren, wenn sie geringfügig, sachlich gerechtfertigt und daher zumutbar sind. Werden Eigenschaften der unter einer bestimmten Bezeichnung vertriebenen Ware verbessert (z.B. bei Nachfolgemodellen), so ist ECOMED Medizintechnik GmbH berechtigt, das geänderte Produkt zu liefern.

#### 9. Haftung

Die Haftung beschränkt sich auf die Rücknahme nicht einwandfreier Artikel. Andere Ansprüche werden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen. Die Haftung des Verkäufers für andere Schäden als an der Kaufsache selber, für entgangenen Gewinn oder für sonstige Schäden, ist, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Verkäufers beschränkt.

#### 10. Rückgabe/Umtausch

Die Rücktrittsfrist für Konsumenten im Sinne des KSCHG (gilt nur für Personen die sich als Privatkunde registrieren) beträgt sieben Werktage. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Ware muss in der unbeschädigten Originalverpackung sein. Voraussetzung ist, dass die Ware nicht beschädigt oder erkennbar gebraucht ist, sowie die Rücksendung ausreichend frankiert erfolgt. Die Gefahr der Versendung, sowie dessen Nachweis liegen beim Kunden. Bei angefordertem Montageservice bzw. Demontage werden die Kosten nicht rückerstattet. Steril verpackte Produkte, Hygieneprodukte und Sonderanfertigungen, sowie Produkte die nach Kundenspezifikationen (z.B. Alle Arten von Liegen mit Kunstlederbezug nach Kundenwunsch) angefertigt werden, bzw. die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, sind generell von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

#### 11. Rücktritt vom Vertrag

Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers (ausgenommen Konsumenten gemäß KSCHG) vom Vertrag ist ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist. Produkte die nach Kundenspezifikation (z.B. Alle Arten von Liegen mit Kunstlederbezug nach Kundenwunsch) angefertigt werden, sind generell nur aus Kulanzgründen zu stornieren und werden mit mind. 30% des Rechnungswertes in Rechnung gestellt. Der Rücktritt ist schriftlich und eingeschrieben geltend zu machen. Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung von bestellten Artikeln trägt der Käufer. Sollten wir uns im Kulanzwege mit einer Rücknahme einverstanden erklären, steht uns eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Warenwertes zu, mindestens jedoch € 25,00 netto. Ohne Zustimmung des Verkäufers zurückgesandte Ware wird unfrei retourniert.

#### 12. Gerichtsstand

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in St. Pölten. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht.

#### 13. Allgemeine:

ECOMED Medizintechnik GmbH behält sich vor, die Geschäftsbedingungen ohne Nennung von Gründen zu ändern. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss auf www.ecomed.co.at abrufbare aktuelle Fassung. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel nahe kommt, zu ersetzen. Sofern in diesen AGB nicht anders vereinbart, gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs.

Stand Jänner 2016

# CareLine - die Patientenliege CareLine - der Patiententransporter ...auch für Eingriffräume geeignet...

multifunktionell – flexibel kombinierbar – einfache Handhabung – leicht zu reinigen die neue Generation, die sich nach Ihren Anforderungen richtet entwickelt und produziert in Österreich



Wir führen auch Iso-Behandlungswagen, Strahlenschutzlösungen, MRT-Zubehör, Notfalltransporter, Spezialliegen und vieles mehr...



### **ECOMED Medizintechnik GmbH**

Abt Maurus-Straße 35 · 3390 Melk / Österreich

Telefon: +43 680 12 4747 9 · Telefax: +43 1 34242 069256 office@ecomed.co.at · www.ecomed.co.at