



## **Klasse B Autoklav 18 Liter mit Drucker und USB**

In der Europa-Norm EN 13060 für Klein-Sterilisatoren werden die drei Verfahren/Typen von Sterilisationszyklen beschrieben: B, S und N. An Autoklaven mit B-Zyklen werden die höchsten Anforderungen gestellt. Sie verfügen über ein fraktioniertes Vor-Vakuum und sind in ihrem Leistungsvermögen mit den großen Krankenhaus-Autoklaven vergleichbar.

Vollautomatischer, mikroprozessorgesteuerter Klasse B Tischsterilisator mit 18 Liter Kammervolumen. Das Gerät verfügt über ein 3-fach fraktioniertes Vorvakuum. Durch das einfach gehaltene Bedienelement können verschiedene Standardprogramme aber auch individuelle Programme ausgewählt werden.



### Hervorragende Leistung

- Vollautomatischer Tisch Autoklav mit vorprogrammierten Sterilisationszyklen
- Kammer und Tür aus Edelstahl
- Automatisches, elektronisches Türverschlussystem
- Präzisionskontrollsystem für hervorragende Sterilisationsergebnisse
- Rasche Sterilisationszeiten durch einen unabhängigen, eingebauten Dampferzeuger
- LCD Anzeige mit aller relevanten Sterilisationsdetails
- Der offene Wassertank ermöglicht einfaches Befüllen und Reinigen

### Sicherheit und Monitoring

- Ein Sterilisationszyklus beginnt erst bei korrekt verschlossener Tür
- Ein Doppelverriegelungssystem verhindert eine Türöffnung während die Kammer unter Druck steht
- Drucksicherheitsventile verhindern einen Überdruck in der Kammer und im Dampferzeuger
- Ein Sicherheitsthermostat verhindert ein Überhitzen der Kammer
- Eingebauter Drucker und USB Schnittstelle
- Eingebaute, automatische Sicherheitsabschaltung
- Wasserstandüberwachung des Vorratsbehälters
- Wasserstandüberwachung des Abwasserbehälters
- Kein fixer Wasseranschluss notwendig



### Parameter

Kammer Abmessungen	Ø247 x 350 mm
Kammervolumen	18 Liter
Anzahl der Ablagen	3
Anschluss	230 V / 50 Hz
Leistung	2200 W
Außenabmessungen (BxHxT)	480 x 455 x 600 mm
Gewicht	47 kg

### Programme

Programm	Temp (°C)	Druck (mPa)	Sterilisations Zeit (min)	Gesamt Zeit (min)
Feststoffe	134	210	4	15-25
	121	110	20	25-40
Verpackt	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
Textilien	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
Prionen	134	210	18	30-50
B&D Test	134	210	3,5	22-35
Helix Test	134	210	3,5	22-35
Vakuum Test	/	/	/	15-20

### Mitgeliefertes Zubehör:

- 3 Instrumenten Tablett
- Basis für Tablett
- Griff für das Herausholen der Tablett
- Gebrauchsanweisung