

ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH

...we care about you...


www.ecomed.co.at

office@ecomed.co.at



lopital®

Creating balance in healthcare



2016 - 2017

**Life without
limits**





**Creating balance
in healthcare.**

Inhalt



Dusch- & Toilettenstühle	05
Duschliegen	19
Ankleideliagen	28
Übersichtstabelle	30



**Der perfekte Dusch-
und Toilettenstuhl für
jede Situation.**

Duschkomfort

Ein Duschstuhl bietet Unterstützung und gibt beim Duschen mehr Sicherheit. Dieses Produkt verhilft vielen Menschen zu größerer Unabhängigkeit.

Es bietet ihnen bei der Körperpflege die Möglichkeit, ganz oder zumindest zum Teil auf die Hilfe anderer verzichten zu können. Bei anderen Patienten/Heimbewohnern erleichtert ein Duschstuhl die Körperpflege.

Lopital hat feste und fahrbare Dusch- und Toilettenstühle im Angebot. Unabhängig davon, ob ein Duschstuhl oder ein Toilettenstuhl benutzt wird, ist es unserer Auffassung nach wichtig, dass die Benutzer das Gefühl von Sicherheit und Komfort erhalten.

Die Betreuung von Pflegebedürftigen mithilfe herkömmlicher Dusch- und Toilettenstühlen ist keine leichte Aufgabe. Das Pflegepersonal arbeitet in einer unnatürlichen Körperhaltung

und hat dabei mit einer statischen Belastung des Rückens zu kämpfen.

Hier bietet Lopital mit höhenverstellbaren Dusch- und Toilettenstühlen Erleichterung. Damit leisten wir zudem einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Sicherheit der Pflegekräfte im Gesundheitswesen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.lopital.de



5100 5199

Flexo Dusch- und Toilettenstuhl

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Einstellung der Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Einstellung der Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5199	Flexo Dusch- und Toilettenstuhl	82	70	92 - 157	44	47	50 - 105	135	39

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Zweckmäßig und einfach.



Option: Kopfstütze



Höhenverstellung mittels Fußpumpe.



Standard-Armlehnen mit vorderseitigem Verschluss.



Hochklappbare Fußplatten.

5100 5500

Elexo Dusch- und Toilettenstuhl


Ruckfreie und
komfortable
Höhenverstellung.



Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Verschluss.



Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Aussparung für den Toilettengang.



Separat hochklappbare, gepolsterte Armlehnen mit vorderseitigem Verschluss.



Ladeanschluss mit magnetischer Verbindung, keine separate Batterie erforderlich.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Einstellung der Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Einstellung der Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5500	Elexo Dusch- und Toilettenstuhl	83	68	102 - 157	46	46	50 - 105	180	50

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

5100 5300

Eleexo XXL Dusch- und Toilettenstuhl

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Einstellung der Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Einstellung der Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5300	Eleexo XXL Dusch- und Toilettenstuhl	115	87,7	104,1 - 144	60	70,3	51 - 110	220	75

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Weil auch adipöse Menschen einen Anspruch auf gute Hygiene haben.



Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen. Verlängerte, vollständig seitlich schwenkbare Armlehnen.



Lenkrolle mit Richtungsfeststeller.



Geeignet für adipöse Personen mit einem Gewicht bis 220 kg.

5100 5600

Reflex Dusch- und Toilettenstuhl

Optimaler Komfort sowohl für Pflegepersonal als auch für Patienten.



Einfach zu bedienende Sensortasten in der Rückenlehne.



Abnehmbare, höhenverstellbare Fußstütze und Wadenband.



Optional: Rückenlehne und Sitz aus Plätalon.



Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Einstellung der Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Einstellung der Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5600	Reflex Dusch- und Toilettenstuhl	88	66	95 - 145	46	46	50 - 100	135	53

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

5100 5605

Reflex Dusch- und Toilettenstuhl abnehmbare einstellbare Fußstützen

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Einstellung der Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Einstellung der Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5605	Reflex Dusch- und Toilettenstuhl abnehmbare einstellbare Fußstützen	88	66	95 - 145	46	46	50 - 100	135	53

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Weitere optimale
Möglichkeiten
mit dem Reflex.



Einstellbare Kopfstütze.



Separat hochklappbare, gepolsterte Armlehnen mit vorderseitigem Verschluss.



Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen.



5100 5610

Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl

Anpassbar an das Körperwachstum.



Optional: Neopren-Einlage für Sitz Mini / Midi / Maxi.



Ergonomische Arbeitshöhe.



Müheles zu bewegen.

- Erhältlich in 3 austauschbaren ergonomischen Ausführungen.
- Elektrische Höhenanpassung mithilfe von Sensortasten in der Rückenlehne.
- Option: 4-Punkt-Gurt.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Einstellung der Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Einstellung der Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5610	Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl 3-6 Jahre	88	66	95 - 145	32	24	50 - 100	135	53
5100 5611	Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl 7-10 Jahre	88	66	95 - 145	34	28	50 - 100	135	53
5100 5612	Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl 11-14 Jahre	88	66	95 - 145	36	34	50 - 100	135	53

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

5100 5700

Tango Dusch- und Toilettenstuhl

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5700	Tango Dusch- und Toilettenstuhl	81	66	100	48	48	55	180	21

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Zweckmäßig und einfach.



Hochklappbare Armlehnen.



Hochklappbare und abschwengbare Fußstützen.



Sitzkissen aus PUR mit Aussparung.

Zubehör



6950 1104
Steckbecken Plastic



6950 1100
Edelstahl-Toiletteneimer



6950 1103
Edelstahl-Schieber

3850 2800
Sani Cloth Einmal-
Desinfektionstücher
für Pflegepersonal.



5100 5705

Tango XL Dusch- und Toilettenstuhl



Ergonomisch geformte Armlehnen bieten zusätzliche Sitzfläche.



Hochklappbare Armlehnen.

Geeignet für adipöse Personen mit einem Gewicht bis 180 kg.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5705	Tango XL Dusch- und Toilettenstuhl	81	66	100	48	56	55	180	21

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

5100 5800

Tango XXL Dusch- und Toilettenstuhl



Sichere und komfortable Pflege adipöser Menschen.



Abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen. Verlängerte, vollständig seitlich schwenkbare Armlehnen.



Zweiteilige Sitzfläche mit Hygieneöffnung vorne und hinten.



Geeignet für adipöse Personen mit einem Gewicht bis 300 kg.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5100 5800	Tango XXL Dusch- und Toilettenstuhl	108	82	104	66	68	51	300	30,5

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Timo Dusch- und Toilettenstuhl

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5400 6020	Timo Duschstuhl	63	55	95	45	46	50	135	8
5400 6021	Timo Dusch- und Toilettenstuhl	63	55	95	45	46	50	135	10

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



5400 6021

Timo Dusch- und Toilettenstuhl



5400 6020

Timo Duschstuhl

In aller Einfachheit
komfortabel und sicher.



Mit Snaplock abnehmbare Sitz.

Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5400 6025	Timo Duschstuhl fahrbar	63	55	96	45	46	52	135	12
5400 6030	Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	63	55	96	45	46	54	135	15
5400 6035	Timo Dusch- und Toilettenstuhl + Bein-stützen	88	55	96	45	46	54	135	15

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Sicher, hygienisch und komfortabel.



5400 6035
Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar + Beinstützen



5400 6025
Timo Duschstuhl fahrbar



5400 6030
Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar



mit Snaplock abnehmbare Sitz.

Cleo Dusch- und Toilettenstuhl



5400 6040
Cleo Dusch- und
Toilettenstuhl
fahrbar

5400 6050
Cleo Cleo Dusch- und Toilettenstuhl
fahrbar

In all seiner Schlichtheit
Spitzenqualität.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Rückenhöhe	Sitztiefe, innen	Sitzbreite, innen	Sitzhöhe	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
5400 6050	Cleo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	88	67	96	45	46	54	135	21
5400 6040	Cleo Duschstuhl fahrbar	88	67	96	45	46	52	135	18

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



**Optimale Hygiene
durch perfekte
Verarbeitung.**

Duschen in Rückenlage

Für einige Menschen mit einer Behinderung ist es angenehmer oder besser, im Liegen gewaschen oder gepflegt zu werden. Dazu dient unsere Duschliege. Sie ermöglicht es, eine bewegungsunfähige Person auf komfortable Weise zu pflegen.

Duschen in Rückenlage Die richtige Duschliege gibt der Pflegekraft eine größere Bewegungsfreiheit, sodass sie enger am Patienten arbeiten kann und durch die Arbeit weniger belastet wird. Zudem bietet sie der Person mit eingeschränkter Beweglichkeit die Möglichkeit, sich aktiver an der Körperpflege zu beteiligen.

Abhängig vom verfügbaren Raum und den Bedürfnissen können Sie einen fahrbaren Duschliege oder eine an der Wand befestigte Liege wählen. Außerdem kann zwischen Duschliegen mit elektrischer oder hydraulischer

Höhenverstellung gewählt werden. In besonderen Fällen können wir eine Duschliege speziell an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.

Einer der Vorteile eines fahrbaren (höhenverstellbaren) Duschliegen ist die Möglichkeit, die Zahl der Hebevorgänge zu verringern. Der Wagen kann direkt neben das Bett gefahren und auf die richtige Höhe eingestellt werden. Dadurch wird ein horizontales Umlegen mit einfachen Mitteln, das weniger Kraft verlangt, möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.lopital.de



6100 2200

Luxal Duschliege

Stabiler Duschliege mit ruckfreier Höhenverstellung.



- Leicht und einfach zu bewegen.
- Strapazierfähiger Aluminiumrahmen.
- Abklappbare Schutzgitter.
- Elektrische Höhenverstellung.
- Standardmäßig mit Kopfkissen ausgestattet.



Zentral gebremste Lenkrolle.



Ruckfreie Schrägstellung.



Batterie mit Not-Aus und Emergency Lowering Gerät.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6100 2200	Luxal Duschliege	209	80	190	65	55 - 95	180	75
6100 2216	Luxal Duschliege + 16 cm	225	80	206	65	55 - 95	180	79

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

6100 2400

Sirocco Duschliege

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6100 2400	Sirocco Duschliege Wandmontage, Ablauf links	200	81	190	60	43 - 103	150	80
6100 2401	Sirocco Duschliege Wandmontage, Ablauf rechts	200	81	190	60	43 - 103	150	80
6100 2402	Sirocco Duschliege Wandmontage, fest, Ablauf links	200	85	190	60	n.v.t.	150	40
6100 2403	Sirocco Duschliege Wandmontage, fest, Ablauf rechts	200	85	190	60	n.v.t.	150	40

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



Auswechselbare Batterie.



Abklappbares Seitengitter.

- Wandbefestigung.
- Klappbar.
- Ruckfreie, elektrische Höhenverstellung zwischen 40 und 100 cm.
- Nur geeignet für Badezimmer mit einer Deckenhöhe von mindestens 230 cm.

6100 2300 / 6100 2350

Marina Duschliege



Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6100 2300	Marina Duschliege, hydraulisch	209	82	190	65	45 - 99	180	68
6100 2305	Marina Duschliege, hydraulisch	209	92	190	75	45 - 99	180	74
6100 2310	Marina Duschliege, hydraulisch halbzentral	209	82	190	65	45 - 99	180	75
6100 2320	Marina Duschliege, hydraulisch	189	82	170	65	45 - 99	180	70
6100 2330	Marina Duschliege, hydraulisch	225	82	206	65	45 - 99	180	76
6100 2345	Marina Duschliege, hydraulisch	225	92	206	75	45 - 99	180	76

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



Leicht, komfortabel und vielseitige Anwendung.

Marina elektrisch.



Handsteuerung Marina elektrisch.



Optional: halbzentral blockiert.



Marina elektrisch ist mit einem Emergency Lowering Gerät sowie Ein / Aus-Schalter ausgestattet.

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6100 2350	Marina Duschliege, elektrisch	209	82	190	65	45 - 99	180	75
6100 2355	Marina Duschliege, elektrisch	209	92	190	75	45 - 99	180	78
6100 2360	Marina Duschliege, elektrisch halbzentral	209	82	190	65	45 - 99	180	79
6100 2370	Marina Duschliege, elektrisch	189	82	170	65	45 - 99	180	74
6100 2380	Marina Duschliege, elektrisch	225	82	206	65	45 - 99	180	80
6100 2385	Marina Duschliege, elektrisch	225	92	206	75	45 - 99	180	80

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

6100 3070

Stylex Duschliege

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6100 3070	Stylex Duschliege	194	72,5	185	63	52 - 95	135	50

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



Geeignet für die Anwendung in einer Schwimm-badumgebung.

- Edelstahlausführung.
- Besonders gut geeignet für die Anwendung in einer Schwimmbadumgebung.
- Fahrbar, mit vier Lenkrollen, doppelt gebremst mit Kunststofflagern.
- Kunststoffwanne und Wasserabflussschlauch.
- Einsatzrahmen, mit oder ohne Kopfteilverstellung.
- Liegefläche mit Polytal-Bespannung, weich und leicht zu reinigen.

Amfora Duschliege



6200 4010 / 6200 4015
Amfora Duschliege mit hydraulischer Höhenverstellung
 und Kunststoffwanne



6200 4011 / 6200 4016
Amfora Duschliege mit elektrischer Höhenverstellung
 und Kunststoffwanne



6200 4050 / 6200 4055
Amfora Duschliege mit fester Höhe
 und Kunststoffwanne

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6200 4010	Amfora Duschliege, hydraulisch 160 mit Kunststoffwanne	160	74	150	58	50 - 90	135	57
6200 4011	Amfora Duschliege, elektrisch 160 mit Kunststoffwanne	160	74	150	58	52 - 95	135	60
6200 4015	Amfora Duschliege, hydraulisch 190 mit Kunststoffwanne	190	74	180	58	50 - 90	135	53
6200 4016	Amfora Duschliege, elektrisch 190 mit Kunststoffwanne	190	74	180	58	52 - 95	135	60
6200 4050	Amfora Duschliege, feste Höhe 160 mit Kunststoffwanne	160	74	150	58	90	135	34
6200 4055	Amfora Duschliege, feste Höhe 190 mit Kunststoffwanne	190	74	180	58	90	135	37
6200 4080	Amfora Duschliege, feste Höhe 160 ohne Kunststoffwanne	160	74	150	58	90	135	32
6200 4085	Amfora Duschliege, feste Höhe 190 ohne Kunststoffwanne	190	74	180	58	90	135	35

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Amfora Duschliege



6200 5005 / 6200 5010
Amfora Duschliege mit elektrischer Höhenverstellung, Wandbefestigung mit Kunststoffwanne

- Wandbefestigung.
- Mit Kunststoffwanne und klappbar.
- Nur geeignet für Badezimmer mit einer Deckenhöhe von mindestens 230 cm.



6300 4030 / 6300 4035
Amfora Duschliege mit Wandbefestigung, klappbar ohne Kunststoffwanne



6300 4040 / 6300 4045
Amfora Duschliege mit Wandbefestigung, klappbar mit Kunststoffwanne

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6200 5005	Amfora Duschliege, elektrisch 160 mit Kunststoffwanne	160	93	150	58	43 - 103	135	85
6200 5010	Amfora Duschliege, elektrisch 190 mit Kunststoffwanne	190	93	180	58	43 - 103	135	85
6300 4030	Amfora Duschliege 160 ohne Kunststoffwanne	160	85	150	58	85	135	18
6300 4035	Amfora Duschliege 190 ohne Kunststoffwanne	190	85	180	58	85	135	18
6300 4040	Amfora Duschliege 160 mit Kunststoffwanne	160	85	150	58	85	135	20
6300 4045	Amfora Duschliege 190 mit Kunststoffwanne	190	85	180	58	85	135	20

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

**Das kleine Extra
bei der Pflege.**

Vienna Ankleideliiegen

Technische Daten

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Außentiefe	Außenbreite	Innenlänge	Innenbreite	Einstellung der Liegefläche	Max. Belastbarkeit in kg	Produktgewicht in kg
6500 4020	Vienna Ankleideliège, hydr. 160	160	74	158	66	55 - 95	135	53
6500 4021	Vienna Ankleideliège, elektr. 160	160	74	158	66	58 - 102	135	57
6500 4025	Vienna Ankleideliège, hydr. 190	190	74	188	66	55 - 95	135	56
6500 4026	Vienna Ankleideliège, elektr. 190	190	74	188	66	58 - 102	135	60
6500 4060	Vienna Ankleideliège, feste Höhe 160	160	74	158	66	95	135	35
6500 4065	Vienna Ankleideliège, feste Höhe 190	190	74	188	66	95	135	37
6500 4070	Vienna Ankleideliège, Wandbefestigung 160	160	85	158	66	97	135	23
6500 4075	Vienna Ankleideliège, Wandbefestigung 190	190	85	188	66	97	135	23
6500 5015	Vienna Ankleideliège, Wandbefestigung, elektr. 160	160	85	158	66	43 - 103	135	75
6500 5020	Vienna Ankleideliège, Wandbefestigung, elektr. 190	190	85	188	66	43 - 103	135	75

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.

Die einfache Bedienung verbessert den Benutzungskomfort.



6500 4020 / 6500 4025

Vienna Ankleideliège mit hydraulischer Höhenverstellung



6500 4021 / 6500 4026

Vienna Ankleideliège mit elektrischer Höhenverstellung



6500 5015 / 6500 5020

Vienna Ankleideliage mit elektrischer Höhenverstellung



6500 4060 / 6500 4065

Vienna Ankleideliage, feste Höhe



6500 4070 / 6500 4075

Vienna Ankleideliage mit Wandbefestigung, klappbar

Übersichtstabelle Dusch- und Toilettenstühle

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Hydraulisch/ elektrisch verstellbar oder fest	Fahrbar	Höhenverstellung	Kopfstütze	Kippmechanismus	Dusche	Toilette	Komfortables PUR	Tech. Lebensdauer min. 10 Jahr*	Armstütze mit vorseitigem Verschluss	Kann über Toilette gefahren werden	Adipositas
5100 5199	Flexo Dusch- und Toilettenstuhl	hydraulisch	•	•	optional		•	•	•	•	•	•	
5100 5500	Elexo Dusch- und Toilettenstuhl	elektrisch	•	•	optional		•	•	•	•	•	•	•
5100 5300	Elexo XXL Dusch- und Toilettenstuhl	elektrisch	•	•	optional	•	•	•	•	•	•	•	•
5100 5600	Reflex Dusch- und Toilettenstuhl	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5100 5610	Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl 3-6 Jahre	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
5100 5611	Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl 7-10 Jahre	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
5100 5612	Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl 11-14 Jahre	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
5100 5700	Tango Dusch- und Toilettenstuhl	fest	•		optional		•	•	•	•	optional	•	
5100 5705	Tango XL Dusch- und Toilettenstuhl	fest	•		optional		•	•	•	•	optional	•	•
5100 5800	Tango XXL Dusch- und Toilettenstuhl	fest	•		optional		•	•	•	•	optional	•	•

Siehe für Anweisung und Demonstration: www.lopital.de/downloads/videos



5100 5199
Flexo Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5500
Elexo Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5300
Elexo XXL Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5600
Reflex Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5610 - 5100 5612
Reflex Kind Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5700
Tango Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5705
Tango XL Dusch- und Toilettenstuhl



5100 5800
Tango XXL Dusch- und Toilettenstuhl

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Hydraulisch/ elektrisch verstellbar oder fest	Fahrbar	Höhenverstellung	Kopfstütze	Kippmechanismus	Dusche	Toilette	Komfortables PUR	Mit Snaplock abnehmbare Sitz	Tech. Lebensdauer min. 10 Jahr*	Armstütze mit vorderseitigem Verschluss	Kann über Toilette gefahren werden	Adipositas
5100 5605	Reflex Dusch- und Toilettenstuhl mit abnehmbare Fußstützen	elektrisch	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
5400 6020	Timo Dusch-stuhl	fest					•		•	•	•			
5400 6021	Timo Dusch- und Toilettenstuhl	fest					•	•	•	•	•		•	
5400 6025	Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	fest	•				•		•	•	•			
5400 6030	Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	fest	•				•	•	•	•	•		•	
5400 6035	Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar + Bein-stützen	fest	•				•	•	•	•	•		•	
5400 6050	Cleo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	fest	•				•	•	•	•	•		•	
5400 6040	Cleo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar	fest	•				•		•	•	•			

Siehe für Anweisung und Demonstration: www.lopital.de/downloads/videos



5100 5605
Reflex Dusch- und Toilettenstuhl mit abnehmbare Fußstützen



5400 6020
Timo Duschstuhl



5400 6021
Timo Dusch- und Toilettenstuhl



5400 6025
Timo Duschstuhl fahrbar



5400 6030
Timo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar



5400 6035
Timo Dusch- und Toilettenstuhl + Beinstützen



5400 6050
Cleo Dusch- und Toilettenstuhl fahrbar



5400 6040
Cleo Duschstuhl fahrbar

* Die technische Lebensdauer wird nur bei ordnungsgemäßer Benutzung und Wartung in Übereinstimmung mit den Instruktionen des Lieferanten garantiert.

Übersichtstabelle Duschliegen & Ankleideliegen

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Hydraulisch/ elektrisch verstellbar oder fest	Fahrbar	Höhenverstellung	Kippmechanismus	Verstellbare Rückenstütze	Zentral blockiert	Vertikale Höhenverstellung	Zusätzliche Batteriepackung	modernes Design	Tech. Lebensdauer min. 10 Jahr*	Aluminium leichtgewichtig	Komfortkissen	Wandbefestigung	Adipositas
6100 2200/ 6100 2216	Luxal Duschliege	elektrisch	•	•	•		•	•	optional	•	•	•	•		•
6100 2300- 6100 2345	Marina Duschliege hydraulisch	hydraulisch	•	•	•		optional			•	•	•	•		•
6100 2350- 6100 2385	Marina Duschliege elektrisch	elektrisch	•	•	•		optional			•	•	•	•		•
6100 2400/ 6100 2401	Sirocco Duschliege wand links / rechts	elektrisch		•					optional	•	•		•	•	
6100 2402/ 6100 2403	Sirocco Duschliege wand fest links / rechts	fest								•	•		•	•	
6100 3070	Stylex Duschliege	hydraulisch	•	•		•				•	•				
6200 4010/ 6200 4015	Amfora Duschliege hydr 160 / 190 mit Kunststoffwanne	hydraulisch	•	•		•				•	•				
6200 4011/ 6200 4016	Amfora Duschliege elek 160 / 190 mit Kunststoffwanne	elektrisch	•	•		•			optional	•	•				
6200 4050/ 6200 4055	Amfora Duschliege fest 160 / 190 mit Kunststoffwanne	fest				•				•	•				

Siehe für Anweisung und Demonstration: www.lopital.de/downloads/videos



6100 2200
**Luxal Duschliege elektrischer
Höhenverstellung**



6100 2300
**Marina Duschliege hydraulischer
Höhenverstellung**



6100 2350
**Marina Duschliege elektrischer
Höhenverstellung**



6100 2400
**Sirocco Duschliege elektrischer
Höhenverstellung
Wandbefestigung**



6100 3070
**Stylex Duschliege hydraulischer
Höhenverstellung
mit Kunststoffwanne**



6200 4015
**Amfora Duschliege hydraulischer
Höhenverstellung
mit Kunststoffwanne**



6200 4016
**Amfora Duschliege electric
height adjustment
mit Kunststoffwanne**



6200 4055
**Amfora Duschliege
fixed height
mit Kunststoffwanne**

Produkt nr.	Produkt Beschreibung	Hydraulisch/ elektrisch verstellbar oder fest	Fahrbar	Höhenverstellung	Kippmechanismus	Verstellbare Rückenstütze	Zentral blockiert	Vertikale Höhenverstellung	Zusätzliche Batteriepackung	modernes Design	Tech. Lebensdauer min. 10 Jahr*	Komfortkissen	Wandbefestigung	Adipositas
6200 4080/ 6200 4085	Amfora Duschiege fest 160 / 190 ohne Kunststoffwanne	fest	•			•				•	•			
6200 5005/ 6200 5010	Amfora Duschiege wand 160 / 190 mit Kunststoffwanne	elektrisch		•		•		•	optional	•	•		•	
6300 4030/ 6300 4035	Amfora Duschiege wand 160 / 190 ohne Kunststoffwanne	fest				•				•	•		•	
6300 4040/ 6300 4045	Amfora Duschiege wand 160 / 190 mit Kunststoffwanne	fest				•				•	•		•	
6500 4020/ 6500 4025	Vienna Ankleideliege hydraulisch 160 / 190	hydraulisch	•	•		•				•	•	•		
6500 4021/ 6500 4026	Vienna Ankleideliege elektrisch 160 / 190	elektrisch	•	•		•				•	•	•		
6500 4060/ 6500 4065	Vienna Ankleideliege fest 160 / 190	fest	•			•				•	•	•		
6500 4070/ 6500 4075	Vienna Ankleideliege wand fest 160	fest				•				•	•	•	•	
6500 5015/ 6500 5020	Vienna Ankleideliege wand elektrisch 160 / 190	elektrisch		•		•		•	optional	•	•	•	•	

Siehe für Anweisung und Demonstration: www.lopital.de/downloads/videos



6200 5010
Amfora Duschiege elektrischer Höhenverstellung
Wandbefestigung
mit Kunststoffwanne



6300 4035
Amfora Duschiege Wandbefestigung, klappbar
ohne Kunststoffwanne

6300 4045
Amfora Duschiege Wandbefestigung, klappbar
mit Kunststoffwanne

6500 4025
Vienna Dressing table hydraulischer Höhenverstellung



6500 4026
Vienna Dressing table elektrischer Höhenverstellung



6500 4065
Vienna Dressing table fixed height



6500 4075
Vienna Dressing table Wandbefestigung, klappbar



6500 5020
Vienna Dressing table elektrischer Höhenverstellung
Wandbefestigung

*Die technische Lebensdauer wird nur bei ordnungsgemäßer Benutzung und Wartung in Übereinstimmung mit den Instruktionen des Lieferanten garantiert.



Creating balance in healthcare

Abt Maurus Strasse 35
3390 Melk
Austria



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH

...we care about you...

Telefon: +43 680 12 4747 9
Fax: +43 1 34242 069256
E-Mail: office@ecomед.co.at
Web: www.ecomed.co.at