


ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you...



Physiotherapieliegen



+43 1 34242 069256



office@ecomед.co.at



+43 680 12 4747 9

www.ecomed.co.at

... we care about you ...

Als junges Unternehmen mit Sitz in Melk an der Donau, im Laufe des Jahres 2013 gegründet, bieten wir Ihnen dennoch jahrelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik und entsprechender Dienstleistungen.

Unser Know-how und Bestreben nach bester Produkt- und Dienstleistungsqualität kombiniert mit der Flexibilität eines Kleinunternehmens bilden die Basis für eine langjährige Partnerschaft.

Überzeugen Sie sich selbst.

(Einzelne Produkte sind ggf. aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen nicht für den Verkauf in Österreich bestimmt. Selbstverständlich beraten wir Sie aber auch in diesem Fall sehr gerne.)



Fußpedal beidseits der Liege
bei hydraulischer Ausführung

Kopfteil mit absenk-
baren Armauflagen (Option)

Klappbare Armauflagen (Zubehör)





Massageliege ECO

höhenverstellbar von 60 bis 90 cm

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar von 60 –90 cm
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug laut Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil,
positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen (ø100mm)
- Kopfteil mit absenk-
baren Armauflagen (Option)
- Seitliche Armauflagen, klappbar (Zubehör)

Massageliege ECO



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	322. 600	..
195	80	60 - 90 cm	322. 800	..

Hydraulisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	322. 601	..
195	80	60 - 90 cm	322. 801	..



Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	312. 600	..
195	80	60 - 90 cm	312. 800	..

Elektrisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	312. 601	..
195	80	60 - 90 cm	312. 801	..

Massageliege ECO mit absenkbaren Armauflagen



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	324. 600	..

Hydraulisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	324. 601	..


Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	314. 600	..

Elektrisch, in jeder Höhe fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	60 - 90 cm	314. 601	..

Zubehör



Papierrollenhalter

850. 004


Montage erfolgt am Fußende!



Klappbare Armauflagen

840. 000

Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!



Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung

880. 001



Elektrischer Anschluß: 230 V 50 Hz 1,5 A


Hebevermögen: 150 kg



Gymnastikliege BOBATH


- Äußerst stabile und verwindungsfreie Konstruktion aus Rechteckprofilen
- Pulverbeschichtet RAL 9002
- Elektrisch höhenverstellbar von 40 bis 85 cm
- Ideal auch für Rollstuhlpatienten
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug lt. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Liegefläche: 195 x 120 cm

Gymnastikliege BOBATH



Elektrisch

<i>Länge</i>	<i>Breite</i>	<i>Höhe</i>	<i>Bestell-Nr.</i>	<i>Farbcode für Polsterung anfügen</i>		
195	x	120	x	40 - 85 cm	153.001	..



Elektrisch, mit Kopfteil

<i>Länge</i>	<i>Breite</i>	<i>Höhe</i>	<i>Bestell-Nr.</i>	<i>Farbcode für Polsterung anfügen</i>		
195	x	120	x	40 - 85 cm	153.002	..





Fußpedal beidseits
der Liege bei
hydraulischer
Ausführung

Physiotherapie-Liege SLIM LINE

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Feststehend oder fahrbar, mit arretierbaren Gummifüßen
- Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung
- Höhenverstellung von 45 – 90 cm
- 60 mm starke Polsterung; Kunstlederbezug lt. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil,
positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Kopfteil mit absenkbaaren Armauflagen (Option)
- Gasfederunterstützte Verstellung von Kopf- Mittel- und Fußteil

Physiotherapie-Liege SLIM LINE



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	223.600	..
195	80	45 - 90 cm	223.800	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	223.601	..
195	80	45 - 90 cm	223.801	..



Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	213.600	..
195	80	45 - 90 cm	213.800	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	213.601	..
195	80	45 - 90 cm	213.801	..

Physiotherapie-Liege SLIM LINE mit absenkbaren Armauflagen



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	225.600	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	225.601	..



Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	215.600	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	215.601	..

Physiotherapie-Liege SLIM LINE mit absenkbaren Armauflagen und geteiltem Fußteil



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	226.600	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	226.601	..


Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	216.600	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	216.601	..


Zubehör für Physiotherapie-Liege SLIM LINE



Papierrollenhalter

850.004

Montage erfolgt am Fußende!



Aufnahmebüchse für Rumpffixierhorn

870.001

Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!



Rumpffixierhorn


872.000



Führungsschienenset

875.001

Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!




Klemmhalterung für Achselfixierhorn zur Montage auf Führungsschienen

871.002



Achselfixierhorn

871.000




Klemmhalterung für Fixiergurt (Paar) zur Montage auf Führungsschienen

873.001



Fixiergurt, L=1,6 m

874.000



Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung

880.001



Fußpedal beidseits der Liege
bei hydraulischer Ausführung





Klappbare Armauflagen (Zubehör)



Massageliege SLIM LINE

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 9002) von größter Stabilität
- Feststehend oder fahrbar, mit arretierbaren Gummifüßen
- Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung
- Höhenverstellung von 45 – 90 cm
- 60 mm starke Polsterung; Kunstlederbezug lt. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil,
positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Kopfteil mit absenkbaren Armauflagen (Option)
- Seitliche Armauflagen, klappbar (Zubehör)

Massageliege SLIM LINE



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	222.600	..
195	80	45 - 90 cm	222.800	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	222.601	..
195	80	45 - 90 cm	222.801	..

Elektrisch, feststehend



Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	212.600	..
195	80	45 - 90 cm	212.800	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	212.601	..
195	80	45 - 90 cm	212.801	..

Massageliege SLIM LINE

mit absenkbaren Armauflagen



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	224.600	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	224.601	..



Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	214.600	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	65	45 - 90 cm	214.601	..

Zubehör

	Papierrollenhalter Montage erfolgt am Fußende!	850.004
	Klappbare Armauflagen Achtung! Nachträgliche Montage nicht möglich!	840.000
	Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung	880.001



11



12



16



22



24



26



33



35



43



44



45



46



47



48

Achtung: Leichte Farbabweichungen durch den Druck möglich!
Attention: Printed colours may insignificantly deviate to original!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der ECOMED Medizintechnik GmbH. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Abweichungen gelten nur, sofern diese schriftlich von beiden Seiten anerkannt werden.

2. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Aufträge werden für uns erst durch schriftliche Bestätigung oder durch entsprechende Lieferung verbindlich.

3. Preise

Die Preise verstehen sich in Euro, exklusive Mehrwertsteuer und gelten ab Lager des Verkäufers. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf die jeweils abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch auf Inhalt, Zubehör und Dekoration der Abbildung. Der Transport wird durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert. Wenn im Zusammenhang der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Bei Preisänderungen, Irrtümern oder Abweichungen ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage treten, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf. Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

4. Lieferung

Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich und unverbindlich vereinbart werden können, werden schriftlich in der Auftragsbestätigung angeführt. Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, wenn der Käufer erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Das Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. Auch vom Käufer veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. Ansprüche wegen Lieferverzögerung sind ausgeschlossen. Der Verkäufer verpflichtet sich zum Zeitpunkt der vereinbarten Abnahme der Lieferung zur Verfügung zu stehen.

Der Verkäufer ist berechtigt Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Lieferungen sind ab einem Warenwert je Bestellung von € 50,00 netto frei Haus, bei geringerem Warenwert wird eine Gebühr für Versand und Bearbeitung in der Höhe von € 8,00 zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt. (ausgenommen sind sperrige Güter, Medizintechnische Geräte, Artikel der Gruppen Praxisausstattung, Möbel und Geräte, EDV und EDV Zubehör sowie Strahlenschutzlösungen, diese werden immer separat verrechnet).

5. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt. Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.

6. Zahlung

Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzüge auf ein Bankkonto des Verkäufers zu überweisen. Allfällige Spesen sind vom Käufer zu tragen. Andere Zahlungsvereinbarungen und Zahlungsmodalitäten bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Bei nicht fristgerechter Zahlung sind wir berechtigt Zinsen in Höhe von 9% per anno, sowie Mahnspesen in der Höhe von € 25,00 netto zu verrechnen. Inkassospesen gehen zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer ist bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, berechtigt, die Kaufsache zur Sicherung seiner Ansprüche an sich zu nehmen.

Bei Neukunden oder Bestellungen mit einem Warenwert über € 500,00 behalten wir uns das Recht vor, nur gegen Vorauskasse, oder Anzahlung Aufträge entgegenzunehmen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

7. Gewährleistung

Der Käufer ist verpflichtet, die ihm gelieferte Ware unverzüglich zu überprüfen und Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Bei Kunden, die nicht Verbraucher sind, führt ein verspätetes Rügen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches. Ist die Mängelrüge berechtigt, so steht es ECOMED Medizintechnik GmbH frei, die Gewährleistungsansprüche des Käufers durch Verbesserung, Nachtrag des Fehlenden, Preisminderung, Austausch der mangelhaften Ware gegen eine mangelfreie zu erfüllen oder die Ware zurückzunehmen und den Kaufpreis zu refundieren. Gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2. KSchG hat ECOMED Medizintechnik GmbH

das Recht, Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung durch Austausch der mangelhaften Sache gegen eine mangelfreie abzuwehren und Preisminderungsansprüche im Übrigen durch Verbesserung oder Nachtrag des Fehlenden innerhalb angemessener Frist abzuwehren.

Für die während des Gewährleistungszeitraumes aufgetretenen Mängel wird ECOMED Medizintechnik GmbH dem Käufer weder das zur Mängelbehebung erforderliche Material noch die hierfür aufgewendete Arbeitszeit verrechnen.

Von der Gewährleistungspflicht nicht umfasst sind solche Schäden, die bei dem Käufer oder einem Dritten durch Abnutzung, ungewöhnliche äußere Einflüsse, durch Feuchtigkeit, Wärme oder Kälte entstanden sind. Von ihrer Gewährleistungspflicht ist ECOMED Medizintechnik GmbH des Weiteren befreit, wenn an den von ihr gelieferten Waren Änderungen, Bearbeitungen oder Versuche der Mängelbehebung durch den Käufer oder Dritte vorgenommen worden sind.

Die Mängelbehebung erfolgt nach Wahl von ECOMED Medizintechnik GmbH in ihren Geschäftsräumen oder am Aufstellungsort der Ware. Zur Vornahme der zur Mängelbehebung erforderlichen Leistungen hat der Käufer die Ware, sofern ECOMED Medizintechnik GmbH dies wünscht, an ECOMED Medizintechnik GmbH zurückzustellen. Die Verwendbarkeit bestellter Ware für bestimmte Zwecke des Bestellers ist nicht Vertragsbestandteil.

ECOMED Medizintechnik GmbH haftet gegenüber Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1. KSchG sind, lediglich für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden und bloß bis zum Wert der von ECOMED Medizintechnik GmbH gelieferten Produkte.

8. Qualitätsangaben

Werden nicht bestimmte Eigenschaften bedungen, so liefert ECOMED Medizintechnik GmbH Erzeugnisse handelsüblicher Qualität. Qualitäts-, Maß- und Analysenangaben stellen Näherungswerte dar, die geringfügig über- oder unterschritten werden können. Solche Änderungen sind zu akzeptieren, wenn sie geringfügig, sachlich gerechtfertigt und daher zumutbar sind. Werden Eigenschaften der unter einer bestimmten Bezeichnung vertriebenen Ware verbessert (z.B. bei Nachfolgemodellen), so ist ECOMED Medizintechnik GmbH berechtigt, das geänderte Produkt zu liefern.

9. Haftung

Die Haftung beschränkt sich auf die Rücknahme nicht einwandfreier Artikel. Andere Ansprüche werden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen. Die Haftung des Verkäufers für andere Schäden als an der Kaufsache selber, für entgangenen Gewinn oder für sonstige Schäden, ist, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Verkäufers beschränkt.

10. Rückgabe/Umtausch

Die Rücktrittsfrist für Konsumenten im Sinne des KSchG (gilt nur für Personen die sich als Privatkunde registrieren) beträgt sieben Werktage. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Ware muss in der unbeschädigten Originalverpackung sein. Voraussetzung ist, dass die Ware nicht beschädigt oder erkennbar gebraucht ist, sowie die Rücksendung ausreichend frankiert erfolgt. Die Gefahr der Versendung, sowie dessen Nachweis liegen beim Kunden. Bei angefordertem Montageservice bzw. Demontage werden die Kosten nicht rückerstattet. Steril verpackte Produkte, Hygieneprodukte und Sonderanfertigungen, sowie Produkte die nach Kundenspezifikationen (z.B. Alle Arten von Liegen mit Kunstlederbezug nach Kundenwunsch) angefertigt werden, bzw. die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, sind generell von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

11. Rücktritt vom Vertrag

Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers (ausgenommen Konsumenten gemäß KSchG) vom Vertrag ist ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist. Produkte die nach Kundenspezifikation (z.B. Alle Arten von Liegen mit Kunstlederbezug nach Kundenwunsch) angefertigt werden, sind generell nur aus Kulanzgründen zu stornieren und werden mit mind. 30% des Rechnungswertes in Rechnung gestellt. Der Rücktritt ist schriftlich und eingeschrieben geltend zu machen. Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung von bestellten Artikeln trägt der Käufer. Sollten wir uns im Kulanzwege mit einer Rücknahme einverstanden erklären, steht uns eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Warenwertes zu, mindestens jedoch € 25,00 netto. Ohne Zustimmung des Verkäufers zurückgesandte Ware wird unfrei retourniert.

12. Gerichtsstand

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in St. Pölten. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht.

13. Allgemeines

ECOMED Medizintechnik GmbH behält sich vor, die Geschäftsbedingungen ohne Nennung von Gründen zu ändern. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss auf www.ecomed.co.at abrufbare aktuelle Fassung. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel nahe kommt, zu ersetzen. Sofern in diesen AGB nicht anders vereinbart, gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs.

Stand Jänner 2016

CareLine - die Patientenliege
CareLine - der Patiententransporter
...auch für Eingriffsräume geeignet...

multifunktional – flexibel kombinierbar – einfache Handhabung – leicht zu reinigen
die neue Generation, die sich nach Ihren Anforderungen richtet
entwickelt und produziert in Österreich



Wir führen auch Iso-Behandlungswagen, Strahlenschutzlösungen, MRT-Zubehör,
Notfalltransporter, Spezialliegen und vieles mehr...



ECOMED Medizintechnik GmbH

Abt Maurus-Straße 35 · 3390 Melk / Österreich

Telefon: +43 680 12 4747 9 · Telefax: +43 1 34242 069256

office@ecomед.co.at · www.ecomed.co.at