

Produktkatalog

Ophthalmologische Einweginstrumente



Product Catalogue

Ophthalmological single use instruments



AMEPRO



Einweginstrumente aus Edelstahl

für einen zuverlässigen Patientenschutz

Im Krankenhaus und in der ärztlichen Praxis bestehen hohe Risiken Infektionen zu verbreiten. Kontaminierte Instrumente stellen eine Gefahr für das Personal und nachfolgende Patienten dar. Der Prozess der Instrumentenaufbereitung ist aufwendig und kostenintensiv. Stellt sich die Frage nach Alternativen.

AMEPRO Basic Line Einweginstrumente aus mattem gebürsteten Edelstahl sind stets einsatzbereit, auch im Notfall. Sicher verpackt und fünf Jahre steril lagerfähig, stehen sie für viele Eingriffe als Einzelinstrument oder im Set jederzeit zur Verfügung. Ein Verwechseln mit Mehrweginstrumenten ist nicht möglich, da die AMEPRO Basic Line Einweginstrumente mit einem chromroten Farbcode gekennzeichnet sind.

Für jede Behandlung steht immer ein neues, unbenutztes Instrument zur Verfügung. Dies bedeutet für die Patienten höchste hygienische Sicherheit, da durch die einmalige Verwendung die Gefahr, von nosokomialen Infektionen oder einer Kreuzkontamination ausgeschlossen ist.

Entscheidende Vorteile sind:

- ▶ Zuverlässige Sauberkeit und Sterilität
- ▶ Kein Risiko von nosokomialen Infektionen oder Kreuzkontaminationen
- ▶ Keine Aufbereitungskosten
- ▶ Immer gleichbleibendes gutes Handling
- ▶ Keine abgenutzten Instrumente
- ▶ Optimierte Sicherheit
- ▶ Vielseitige Anwendung

AMEPRO Basic Line

sterile Einweginstrumente

AMEPRO Basic Line Einweginstrumente stehen Ihnen in einer großen Auswahl zur Verfügung. Die Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologie, HNO und Pflege sind nur einige Fachbereiche, in denen AMEPRO Basic Line Einweginstrumente angewendet werden können.

Produkteigenschaften AMEPRO Basic Line:

- ▶ Matt gebürsteter Edelstahl
- ▶ Verminderte Reflexion
- ▶ Praktische Spenderbox
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ 5 Jahre steril lagerfähig
- ▶ Sicherer Spitzenschutz
- ▶ Chromrote Farbmarkierung als Verwechslungsschutz

Alle Instrumente sind für die Entsorgung über das Medical Product Recovery System® geeignet.


AMEPRO Basic Line Einweginstrumente entlasten Sie in Ihrer ZSVA. Gerne beraten wir Sie bei der Umstellung von Mehrweg- auf Einweginstrumente. Sollten Sie ein für Sie notwendiges Einweginstrument nicht in unserem Katalog finden, versuchen wir dies auf der Basis Ihrer Informationen herzustellen.



OP-Sets mit Einweginstrumenten

die optimale und effiziente Lösung

Gemeinsam entwickeln wir nach Ihren individuellen Anforderungen OP-Sets, die AMEPRO Basic Line Einweginstrumente und auch zusätzliche Komponenten für den Eingriff enthalten. Der Weg dorthin ist einfach und unkompliziert.




Produktion und Bereitstellung

Medical Product Recovery System®

für Einweginstrumente aus Edelstahl

Einweginstrumente aus Edelstahl enthalten Materialien, die werthaltig sind. Das Medical Product Recovery System®, kurz MPRS®, ist ein nachhaltiges, patentiertes und wirtschaftliches Rücknahmesystem für gebrauchte Einweginstrumente aus Edelstahl.

Diese gelangen erst gar nicht in den Abfallkreislauf, sondern werden separat in einer Abwurfbox, die mit einem spezifiziertem PE-Folienbeutel ausgekleidet ist, gesammelt und vollständig recycelt. Diese spezifische PE-Folie ist nicht nur extrem reißfest und bietet eine überragende mikrobielle Barriere, sondern wird zusammen mit den gebrauchten Einweginstrumenten eingeschmolzen und dabei rückstandsfrei verbrannt.



Das Medical Product Recovery System® ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen, das bei der Anwendung von Einmalprodukten neue Maßstäbe in Krankenhäusern und ärztlichen Praxen setzt.



Single use instruments made of stainless steel

for reliable patient protection

In hospitals and medical practices, there are high risks of spreading infections. Contaminated instruments represent a risk for the staff and next patients. The instrument processing is time-consuming and expensive. So, one must look for alternatives.

AMEPRO Basic Line single use instruments made of matt, brushed steel are always ready for use, even in emergency. Safely packed and with a sterile shelf life of five years, they are available at any time for many procedures as a single instrument or in a set. A mix-up with reusable instruments is impossible, as the AMEPRO Basic Line single use instruments are marked with a chrome red colour code. A new, unused instrument is always available for every treatment. This implies the highest hygienic safety for the patients. The single use eliminates the risk of nosocomial infections or cross-contaminations.

Decisive advantages are:

- ▶ Reliable cleanliness and sterility
- ▶ No risk of nosocomial infections or cross-contaminations
- ▶ No processing costs
- ▶ Good handling that is always consistent
- ▶ No worn-out instruments
- ▶ Optimised safety
- ▶ Versatile use

AMEPRO Basic Line

sterile single use instruments

AMEPRO Basic Line single use instruments are available in a wide variety. Surgery, ophthalmology, gynaecology, dermatology, ENT and nursing are only a few specialist areas, where AMEPRO Basic Line single use instruments can be used.

Product characteristics of the AMEPRO Basic Line:

- ▶ Matt, brushed stainless steel
- ▶ Reduced reflection
- ▶ Practical dispenser box
- ▶ Individual, sterile packaging
- ▶ Sterile shelf life of 5 years
- ▶ Safe tip protection
- ▶ Chrome red colour code as protection against mix-up


All instruments are suitable to be disposed off through the Medical Product Recovery System®. AMEPRO Basic Line single use instruments support you in relieving your CSSD. We would be glad to advise you during the transition from reusable to single use instruments. If you do not find the required single use instrument in our catalogue, we try to manufacture it based on the information provided by you.



Surgical sets comprising single use instruments

the optimal and efficient solution

Together we develop surgical sets containing the AMEPRO Basic Line single use instruments and additional components for the procedure according to your individual requirements. The way to do this is easy and uncomplicated.




Production and provision

Medical Product Recovery System®

for single use instruments made of stainless steel


Single use instruments made of stainless steel contain recoverable materials. The Medical Product Recovery System®, briefly referred to as MPRS®, is a sustainable, patented and economical recovery system for used single use instruments made of stainless steel. These do not enter the waste cycle, but are collected separately in a collecting box, which is lined with a specified PE foil, and are fully recycled. The specified PE foil is not only extremely tear-resistant and offers a fantastic microbial barrier, but is also remelted together with the used single use instruments and thus incinerated without residue.



The Medical Product Recovery System® is a contribution to sustainability in healthcare. It sets new standards in hospitals and medical practices when it comes to the use of single use instruments.




All instruments are available in a box of 25 pieces




Lieberman
001-023-1160

Lidsperrer, offene Valven
K-Draht-Einstellmechanismus
Eye Wire K-wire adjustable mechanism




Lieberman
001-023-1161

Lidsperrer, für nasale und temporale Platzierung
Eye Wire, Open blades for nasal and temporal placement




Lieberman
001-023-1162

Lidsperrer, geschlossene Valven für nasale und temporale Platzierung
Eye Wire, Solid blades for nasal and temporal placement




Barraquer
001-023-1163

Lidsperrer, O/W
Eye Wire, O/W




Barraquer
001-023-1164

Lidsperrer, gefenestert für Kinder & Frühgeborene
Eye Wire, Fenestrated for infants & premature infants




Barraquer
001-023-1165

Lidsperrer, geschlossene Valven
Eye Wire, Solid blades




Bowman
001-023-1166

Lidsperrer für Kinder
Eye Wire for infant



Knapp-Clark
001-023-1167


Lidsperrer, Originalmodell-offene Flügel
Eye Wire, original model - open blades



Lancaster
001-023-1168


Lidsperrer, verstellbarer Mechanismus mit Sicherungsmutter
Eye Wire, adjustable mechanism with locking nut

All instruments are available in a box of 25 pieces



Barraquer
001-023-1169

Nadelhalter, gerade ohne Verschluss
 Needle Holder, Straight without Lock
 Griff / Handle 6.0 mm
 105 mm



Barraquer
001-023-1170

Nadelhalter, gebogen mit Verschluss
 Needle Holder, Curved with Lock
 Griff / Handle 6.0 mm
 105 mm



Castroviejo
001-023-1171

Nadelhalter, gerade ohne Verschluss
 Needle Holder, Straight without Lock
 90 mm




Barraquer
001-023-1172

Nadelhalter, gebogen mit Verschluss
 Needle Holder, Curved with Lock
 Griff / Handle 8.0 mm
 120 mm, Jaw 0.45 mm



Jacobi
001-023-1173

Nadelhalter, gebogen ohne Verschluss
 Needle Holder, Curved without Lock
 Griff / Handle 7.0 mm
 115 mm



Castroviejo
001-023-1174

Nadelhalter, gerade ohne Verschluss
 Needle holder, Straight without Lock
 Griff / Handle 10.0 mm
 135 mm




All instruments are available in a box of 25 pieces



von Barsewisch
001-023-1175
Pinzette, Anerior Chamber
Anterior Chamber Forceps
90 mm




Lambert
001-023-1176
Pinzette,
Chalazion Forceps
100 mm



Desmarres
001-023-1177 20 mm
001-023-1178 25 mm
001-023-1179 31 mm
Pinzette,
Chalazion Forceps



001-023-1180
Pinzetten, Colibri Modell
Mikro-Rillenspitzen
Micro Grooved Tip




001-023-1181
Pinzette, Colibri Modell
sehr feine, gerillte Mikrospitze
Micro Grooved Tip, very delicate



001-023-1182
Pinzette, Colibri Modell spitz
Pointed Tip

Hoskin
Pinzetten, Colibri Modell
Tissue Forceps, Colibri Style
90 mm



Capsulorhexis
001-023-1183
Pinzette
Strong model Forceps
105 mm



Capsulorhexis
001-023-1184
Pinzetten, gebogen
sehr feine Spitze
Extremely Delicate Forceps, curved
105 mm

All instruments are available in a box of 25 pieces



Gewebebinzette
001-023-1185

fein, gerade
 Delicate, straight

001-023-1186

fein, gebogen
 Delicate, curved

001-023-1187

Standard, gerade, 1:2 Zähne
 Standard, straight, 1:2 Teeth
 110 mm



Hamburger Model
001-023-1188

Cilia und Fremdkörper Pinzette
 Cilia & Foreign Body Forceps
 95 mm



Dieffenbach Serrefine
001-023-1189

Serrefine, gerade
 Straight

001-023-1191

Serrefine, gebogen
 Curved
 35 mm




Dieffenbach Serrefine
001-023-1190

Serrefine, gerade
 Straight


001-023-1192

Serrefine, gebogen
 Curved
 50 mm




Colibri
001-023-1193

Pinzetten, mit Bindeplattform
 Forceps with tying Platform
 85 mm



001-023-1194

Naht Pinzette, Zuerich Model, gerade fein
 Suture forceps, Zuerich Model, straight delicate
 87 mm




Neuhaus
001-023-1195


Keratoplastik Pinzette
 Keratoplasty Forceps
 90 mm




All instruments are available in a box of 25 pieces



Iris
001-023-1196
Pinzette, gebogen gezackt
Forceps curved serrated
75 mm




Elze
001-023-1197
Iris Pinzette
Iris Forceps
85 mm



Hess-Engelking
001-023-1198
Iris Pinzette, 1:2 Zähne
Iris Forceps, 1:2 Teeth
100 mm



Spaleck
001-023-1199
Pinzette, für Silikon- und
Acryl-IOLs, ohne Verschluss
Forceps for silicone & acrylic IOLs
without lock
110 mm



Folder
001-023-1200
Pinzette mit Einkerbungen für Acryl-
IOLs
Forceps with notches for acrylic IOLs
110 mm



Krefeld Model
001-023-1201
Conjunctiva Pinzette
Conjunctiva Forceps
110 mm



Bonn Model
001-023-1202
Iris Pinzette, gerade, lang, 1:2 Zähne
Iris Forceps, straight, long, 1:2 Teeth
100 mm



All instruments are available in a box of 25 pieces




001-023-1203 90 mm
001-023-1204 100 mm
001-023-1205 110 mm
001-023-1206 120 mm
Augenschere, gerade, spitz/spitz
Eye Scissors, straight, pointed/pointed



001-023-1207 90 mm
001-023-1208 105 mm
Augenschere, gebogen, spitz/spitz
Eye Scissors, curved, pointed/pointed



Bonn model
001-023-1209
Augenschere, gebogen, extrem fein
Eye Scissors, curved, extremely delicate
90 mm



Stevens
001-023-1210
Tenotomieschere, gerade, lange Klinge
Tenotomy Scissors, straight, long blade
105 mm



Bonn model
001-023-1211
Strabismus Schere, gebogen
Strabismus Scissors, curved
90 mm



All instruments are available in a box of 25 pieces



Giessen model
001-023-1212
Lid Retraktor
Lid Retractor
130 mm



Guthrie
001-023-1213
Retraktor, scharf, klein
Retractor, sharp, small
130 mm



Axenfeld
001-023-1214
Retraktor, dreihäkig, stumpf zweihäkig
Retractor, three-pronged, blunt
two-pronged
001-023-1215
Retraktor, dreihäkig, scharf zweihäkig
Retractor, three-pronged, sharp
two-pronged
120 mm



Arlt
001-023-1216
Linsenschleife, gezackt
Lens loop, serrated
130 mm



Weber
001-023-1217
Linsenschleife, groß
Lens loop, large
130 mm



Lokalisator
001-023-1218
Meyer-Schwickerath
130 mm




All instruments are available in a box of 25 pieces




Anis
001-023-1222
Kugelpinsel Polier
Ball Capsule Polisher
120 mm

001-023-1219
Kürette, Größe A
Curette, Size A
130 mm



Curette
001-023-1220
Kürette, Größe F
Curette, Size F
130 mm



Axenfeld
001-023-1221
Chalazion Kürette, Doppelende
Chalazion Curette, Double End
130 mm




Rentsch
001-023-1223
Kapsel-Polier-Kürette, abgewinkelt 135°
Capsule Polishing Curette, angled 135°
120 mm

Rentsch
001-023-1224
Kapsel-Polier-Kürette, kurz abgewinkelt 90°
Capsule Polishing Curette, short angled 90°
120 mm



All instruments are available in a box of 25 pieces




Lacrimal Cannula

001-023-1225 Silber/Silver

001-023-1226 Edelstahl/Stainless Steel

konisch gerade
conical straight
40 mm



Anel

001-023-1227


Tränenkanülen, rund gebogen
Lacrimal Cannulas, round curve
23 Gauge / 0.64 mm
40 mm



Sautter

001-023-1228

Hydrodissektions-Kanüle
Hydrodissection Cannula
27 Gauge / 0.45 mm
38 mm



Busse

001-023-1233

Zyklodialyse Spachtelkanüle
Cyclodialysis Spatula Cannula
26 Gauge / 0.45 mm
120 mm



Retrobulbar

001-023-1234 24 Gauge / 0,55 x 60 mm

001-023-1235 25 Gauge / 0.50 x 35 mm

001-023-1236 24 Gauge / 0,55 x 35 mm

001-023-1237 25 Gauge / 0.50x 40 mm

001-023-1238 25 Gauge / 0.50 x 50 mm

Injektionskanüle
Injection Cannula



Austrian Medical Product

AMEPRO GmbH
Abt Maurus-Strasse 35
3390 Melk
ÖSTERREICH

Informationen zum Sortiment und zur Bestellung
finden Sie unter:
Information about the assortment and ordering
can be found under:

www.amepro.at