



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
...we care about you...

MZK3600 / MMC3900

OP-ZUBEHÖR & KLEINMOBILIAR • OT-ACCESSORIES & FURNITURE



EDELSTAHL 1.4301

STAINLESS STEEL 1.4301

Grundgestelle, Ablageplatten und Fahrgestelle sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) hergestellt.

Eine optimale Stabilität wird durch angepasste Materialstärken erreicht. Die zusätzlich speziell elektropolierte Oberfläche ermöglicht eine leichte Reinigung sowie Desinfektion und bietet einen optimalen Korrosionsschutz.

Basic socket, plates as well as mobile bases are made of high quality stainless steel (raw material 1.4301).

Thickness of materials provide best possible stability. The particular electrically polished surface makes the table being easy to clean and to disinfect and provides optimal corrosion protection.



INSTRUMENTENZUREICHTISCHE

INSTRUMENT SERVING TROLLEYS



361061

Instrumentenzureichtisch aus ChrNiSt, fahrbar, höhenverstellbar über Fußpumpe von 900 - 1300 mm, Ablageplatte um 360° schwenkbar (L x B) 740 x 540 mm, Sockel (L x B) 700 x 500 mm, Ø Rollen = 65 mm, Nennbelastbarkeit: ca. 30 kg

Instrument serving table made of s/s, movable, height adjustable by foot pump from 900 - 1300 mm, swivelling shelf about 360°, (l x w) 740 x 540 mm, socket (l x w) 700 x 500 mm, Ø castors = 65 mm, max. load: about 30 kg



361041

Instrumentenzureichtisch aus ChrNiSt, fahrbar, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mittels Handauslösung von 900 - 1300 mm, Ablageplatte (L x B) 740 x 500 mm, Sockel (L x B) 640 x 440 mm, Ø Rollen = 65 mm, Nennbelastbarkeit: ca. 15 kg

Instrument serving table made of s/s, movable, height adjustable by gas spring from 900 - 1300 mm, shelf (l x w) 740 x 500 mm, socket (l x w) 640 x 440 mm, Ø castors = 65 mm, max. load: about 15 kg



Alle fahrbaren Produkte sind mit leichtlaufenden, elektrisch leitfähigen Doppellenkrollen ausgerüstet

All products are equipped with easy-rolling and electrical conductive double swivel castors



Leichtes Handling durch komfortable Verstell- und Bedienungsmöglichkeiten

Easy handling through comfortable adjustments and operation possibilities



Leicht zu reinigende Oberflächen aufgrund des speziellen Elektropoliturverfahrens

Special electrical polish procedure ensures easy cleaning of surfaces

INSTRUMENTENWAGEN

INSTRUMENT SERVING TROLLEYS



391075

Instrumentenwagen aus ChrNiSt mit 2 Ablageplatten aus ChrNiSt (Höhe=230/800 mm), fahrbar, elektr. leitfähige Doppellenkrollen ø 75 mm, Maße: (L x B x H) 650 x 500 x 800 mm

Instrument trolley made of s/s, with 2 shelves made of s/s, (height=230/800 mm), movable, electr. conductive castors ø 75 mm, dimensions: (l x w x h) 650 x 500 x 800 mm



391275

wie 391075, jedoch mit Maßen: (L x B x H) 750 x 650 x 800 mm

same as 391075, however with dimensions: (l x w x h) 750 x 650 x 800 mm

391625

Stationswagen aus ChrNiSt mit 2 Ablageplatten aus ChrNiSt (Höhe=300/857 mm), fahrbar, elektr. leitfähige Rollen ø 125 mm mit Wandabweisern, Maße: (L x B x H) 750 x 650 x 875 mm

Station trolley made of s/s, with 2 shelves made of s/s (height = 300/857 mm), movable, electr. conductive castors ø 125 mm with wall fenders, dimensions: (l x w x h) 750 x 650 x 875 mm



391475


wie 391075, jedoch mit Maßen: (L x B x H) 950 x 650 x 800 mm

same as 391075, however with dimensions: (l x w x h) 950 x 650 x 800 mm

391825

wie 391625, jedoch mit Maßen: (L x B x H) 950 x 650 x 875 mm

same as 391625, however with dimensions: (l x w x h) 950 x 650 x 875 mm





ZUBEHÖR FÜR INSTRUMENTENWAGEN

ACCESSORIES FOR INSTRUMENT SERVING TROLLEYS

Nr. 1

391043

Ablageschale aus ChrNiSt
(L x B) 235 x 195 mm,
inkl. Befestigungskloben

*Storage bowl, made of s/s
(l x w) 235 x 195 mm, incl. clamp*



Nr. 2

391044

ChrNiSt-Schale, ø 180 mm, inkl.
Befestigungskloben

s/s-dish, ø 180 mm, incl. clamp

391046

wie 391044, jedoch ø 270 mm

same as 391044, but ø 270mm



Nr. 3

391050

Instrumentenabwurfschale mit Schlitz-
deckel (L x B x H) 300 x 230 x 130 mm,
inkl. Befestigungskloben

*Instruments-drop, (l x w x h)
300 x 230 x 130 mm, incl. clamp*



Nr. 4

391100

Entsorgungsbox inkl. Befesti-
gungskloben und 10 Ersatzboxen

*Discarding device incl. clamp
and 10 spare-boxes*

391110

Ersatz-Entsorgungsboxen für Nr.
391100 (20 Stück)

*Spare-boxes for dicarding device
no. 391100 (20 pcs)*



OP - DREHHOCKER

OT - STOOLS



366080

OP-Rollhocker, 5-armiges
ChrNiSt-Fusskreuz, intervallgebr.
Doppellenkrollen ø 65 mm
(elektr. leitfähig),
Spindelhöhenverstellung von
510 - 710 mm, Sitzfläche ø 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm

*OT-stool, 5-armed s/s base, inter-
val braked double swivel castors ø
65 mm (electr. conductive),
height adjustment by spindle from
510 - 710 mm, seat ø 400 mm,
upholstery = 70 mm*

366050

OP-Standhocker, 5-armiges ChrNiSt-
Fusskreuz, elektr. leitfähige Standfü-
ße, Spindelhöhenverstellung von
520 - 720 mm, Sitzfläche ø 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm

*OT-stool, 5-armed s/s base, electr. con-
ductive feet, height adjustment by spindle
from 520 - 720 mm, seat ø 400 mm,
upholstery = 70 mm*



OP - FAHRDREHHOCKER

OT - MOBILE STOOLS



366011

OP-Fahrdrehsessel mit Rückenlehne, ChrNiSt-Fuss, intervallgebr. Doppellenkrollen ø 65 mm (elektr. leitfähig), Zentralbremse über Fußauslösung, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 550 - 800 mm, Sitzfläche ø 400 mm, Polsterstärke = 70 mm

OT-chair, movable, with back rest, s/s base, interval-braked double swivel castors ø 65 mm (electr. conductive), foot activation of central brake, height adjustable by gas spring with foot activation from 550 - 800 mm, seat ø 400 mm, upholstery = 70 mm



366021

wie 366011, jedoch mit Sattelpolster

same as 366011, however with saddle seat



366016

wie 366011, jedoch ohne Rückenlehne

same as 366011, however without back rest



366026

wie 366021, jedoch ohne Rückenlehne

same as 366021, however without back rest



OP - FUNKTIONSMOBILIAR

OT - FUNCTIONAL FURNITURE



365010
Infusionsständer, fahrbar, aus ChrNiSt, elektr. leitende Rollen, 2 Rollen feststellbar, höhenverstellbar von 1280 - 2190 mm, mit 4 Infusionshaken und bruchsicherem Abtropfglas

Infusion stand, movable, s/s, electr. conductive castors, 2 castors with brakes, height adjustable from 1280 - 2190 mm, with 4 hooks and shatterproof dripping off glass



363010
Waschschalenständer aus ChrNiSt mit einer Schale (6L), 5-armiges Fußkreuz mit Doppellenkrollen ø 65 mm, elektr. leitfähig, Maße: (L x B x H) 580 x 580 x 800 mm

Hand basin stand made of s/s with one basin (6L), 5-armed base, double swivel castors ø 65 mm (electr. conductive), Dimensions: (l x w x h) 580 x 580 x 800 mm

363020
wie 363010, jedoch mit zwei Schalen

same as 363010, however with two basins

363030
Zusätzliche Waschschale (6L) für Ständer 363010 & 363020

Additional basin (6L) for hand basin stands 363010 & 363020



364010
Abwurfgestell mit Eimer (15L) aus ChrNiSt, 4 Lenkrollen ø 65 mm, elektr. leitfähig, umlaufender Gummi-Stoßschutz, Maße: (ø x H) 580 x 700 mm

Discarding device with bucket (15L) made of s/s, 4 swivel castors ø 65 mm, electr. conductive, circulated rubber protection, Dimensions: (ø x h) 580 x 700 mm

364020
wie 364010, jedoch mit Schiebegriff

same as 364010, however with handle

364030
Deckel für ChrNiSt-Eimer (15L)

Cover for s/s bucket (15L)



365510
OP-Fußauftritt aus ChrNiSt, einstufig, abnehmbare Trittfläche mit anti-rutsch Oberfläche, belastbar bis 135 Kg, Maße: (L x T x H) 600 x 350 x 130 mm

OP-foot step, made of s/s, single step, removable tread with anti slip surface, up to 135 kg load capacity Dimensions: (l x w x h) 600 x 350 x 130 mm

365520
wie 365510, jedoch Maße: (L x T x H) 600 x 350 x 220 mm

same as 365510, however with dimensions: (l x w x h) 600 x 350 x 220 mm

365530
wie 365510, jedoch Maße: (L x T x H) 600 x 350 x 300 mm

same as 365510, however with dimensions: (l x w x h) 600 x 350 x 300 mm

365540
wie 365510, jedoch zweistufig, Maße: (L x T x H) 600 x 650 x 230/ 440 mm

same as 365510, however with two steps with dimensions: (l x w x h) 600 x 650 x 230/ 440 mm



UNSER GESAMTPROGRAMM:

OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:



medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop

made in Germany



fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

Abt Maurus Strasse 35
3390 Melk
Austria



E-COMED MEDIZINTECHNIK GMBH

...we care about you...

Telefon: +43 680 12 4747 9
Fax: +43 1 34242 069256
E-Mail: office@ecomед.co.at
Web: www.ecomed.co.at