




ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
...we care about you...

MUL1200 II

STANDARDMOBILIAR • BASIC FURNITURE



PERFEKTION & ERGONOMIE

PERFECTION & ERGONOMICS

Besonderheiten

Special features

Zeitgerechtes und ergonomisches Design

Ergonomic and modern design

Stabile Stahlrohrkonstruktion (sichere Arbeitslast 225 kg)

Durable steel construction (safety load up to 225 kg)

Sicherer Stand durch Bodenausgleichsschrauben

Secure standing by floor levelling screws

Stoß- und kratzfeste Beschichtung/ Verchromung

Impact- and scratch-resistant coating/ chrome plating

Stabile korrosionsgeschützte Verstellraster

Durable corrosion-resistant metal grids

Inkl. Papierrollenhalterung unter dem Kopf- oder Fußteil

Incl. paper roll holder below head or foot part

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten bei Sonderbemaßung

Flexible design options for special dimensioning

Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten

Optimal to clean and disinfect

Umfangreiche Farbgestaltungsmöglichkeiten


Various colouring possible

KOMFORT UND ELEGANZ



















COMFORT AND ELEGANCE

Polsterung Upholsteries

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
Ergonomic implementation of cushion parts
- Abgerundete Ecken und Kanten
Rounded rough edges
- Hochwertiger Kunstlederbezug
High quality artificial leather
- Nahtlose Verarbeitung
Seamlessly manufactured
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
Optimal possibilities to clean and disinfect
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis
Various colourings without any extra charge
- Keine Klemmgefahr durch Polsterabstandshalter
Upholstery spacers against wedge and squeezing hazard



Polsterfarben / Upholstery colours:

 -50 Weiss White	 -56 Beige Beige	 -63 Limone Lime	 -67 Limonade Lemonade	 -75 Agave Agave
 -73 Apricot Apricot	 -61 Karneol Carnelian	 -65 Kirsch Cherry	 -53 Perle Pearl	 -58 Stone Stone
 -55 Dolphin Dolphin	 -62 Bleu Light blue	 -74 Atoll Atoll	 -79 Royal Royal	 -81 Violett Purple
 -107 Graphitgrau Graphite grey	 -83 Schwarz Black	 -96 Schwarz, elekt. leitend Black, electrically conducting		

UNTERSUCHUNGS-, BEHANDLUNGS- U EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE COUCHES



111419

Untersuchungsliege, Kopfteil positiv (+35°) verstellbar, Gestellfarbe weiß (RAL 9010), Polsterstärke = 50 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 650 x 650 mm

*Examination couch, adjustable head section (+35°), powder-coated white (RAL 9010), upholstery = 50 mm dimensions: (l/w/h)
1950 x 650 x 650 mm*

121419

wie 111419, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

same as 111419, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131419

wie 111419, jedoch Gestell verchromt

same as 111419, however frame chromium-plated



111421

Untersuchungsliege, Kopfteil positiv (+35°) verstellbar, inkl. Quer- & Längsverstrebung, Gestellfarbe weiß (RAL 9010), Polsterstärke = 50 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 650 x 800 mm

*Examination couch, adjustable head section (+35°), incl. longitudinal and transversal bracing, powder-coated white (RAL 9010), upholstery = 50 mm dimensions: (l/w/h)
1950 x 650 x 800 mm*

121421

wie 111421, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

same as 111421, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131421

wie 111421, jedoch Gestell verchromt

same as 111421, however frame chromium-plated



111519

Untersuchungsliege, Kopfteil positiv (+35°) verstellbar, Gestellfarbe weiß (RAL 9010), Polsterstärke = 70 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 650 x 650 mm

*Examination couch, adjustable head section (up +35°), powder-coated white (RAL 9010), upholstery = 70 mm dimensions: (l/w/h)
1950 x 650 x 650 mm*

121519

wie 111519, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

same as 111519, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131519

wie 111519, jedoch Gestell verchromt

same as 111519, however frame chromium-plated

ND MASSAGELIEGEN

225 KG

Für 225 kg Patientengewicht!
Loading capacity up to 225 kg!



111521

Untersuchungsliege, Kopfteil positiv (+35°) verstellbar, inkl. Quer- & Längsverstrebung, Gestellfarbe weiß (RAL 9010), Polsterstärke = 70 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 650 x 800 mm

*Examination couch, adjustable head section (up +35°), incl. longitudinal and transversal bracing, powder-coated white (RAL 9010), upholstery = 70 mm, dimensions: (l/w/h)
1950 x 650 x 800 mm*

121521

wie 111521, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

same as 111521, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131521

wie 111521, jedoch Gestell verchromt

same as 111521, however frame chromium-plated



111522

Untersuchungsliege, Kopfteil positiv (+35°) verstellbar, inkl. Querverstrebung, Gestellfarbe weiß (RAL 9010), Polsterstärke = 70 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 800 x 650 mm

*Examination couch, adjustable head section (up +35°), incl. transversal bracings, powder-coated white (RAL 9010), upholstery = 70 mm dimensions: (l/w/h)
1950 x 800 x 650 mm*

121522

wie 111522, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

same as 111522, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131522

wie 111522, jedoch Gestell verchromt

same as 111522, however frame chromium-plated



121525

Untersuchungs- & Massage- liege, Kopfteil auch negativ (-23° / +35°) verstellbar, inkl. Quer- & Längsverstrebung, Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006), Polsterstärke = 70 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 650 x 650 mm

*Examination couch, adjustable head section (-23° / +35°), incl. longitudinal and transversal bracing, powder-coated white-aluminium (RAL 9006), upholstery = 70 mm dimensions: (l/w/h)
1950 x 650 x 650 mm*

121527

wie 111525, jedoch mit Maßen: (L/B/H)
1950 x 650 x 800 mm

*same as 111525, however with dimensions (l/w/h)
1950 x 650 x 800 mm*

KINDERUNTERSUCHUNGS-LIEGE, FAH PEDIATRIST'S COUCH, MOVABLE COUCHES



121535

Kinderuntersuchungsliege, Kopf- & Fußteil positiv wie auch negativ (+35°/-90°) verstellbar, inkl. Quer- & Längsverstrebung, Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006), Polsterstärke = 70 mm
Maße: (L/B/H)
1950 x 650 x 800 mm

*Pediatric examination couch, adjustable head & foot section (+35°/-90°), incl. longitudinal and transversal bracing, powder-coated white-aluminium (RAL 9006), upholstery = 70 mm dimensions: (l/w/h)
1950 x 650 x 800 mm*



111519F

U-Liege, wie 111519, jedoch inkl. Fahrbarkeit, bestehend aus: Quer- & Längsverstrebung, 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend, mit Wandabweisrädern

Couch, same as 111519, however incl. mobility, consists of: longitudinal and transversal bracing, 2 lockable castors, 1 directional adjustable castor, 1 free-wheeling, with revolving bumpers

121519F

Wie 111519F, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

Same as 111519F, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131519F

Wie 111519F, jedoch Gestell verchromt

Same as 111519F, however frame chromium-plated



111521F

U-Liege wie 111521, jedoch inkl. Fahrbarkeit, bestehend aus: Quer- & Längsverstrebung, 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend, mit Wandabweisrädern

Couch, same as 111521, however incl. mobility, consists of: longitudinal and transversal bracing, 2 lockable castors, 1 directional adjustable castor, 1 free-wheeling, with revolving bumpers

121521F

Wie 111521F, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

Same as 111521F, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131521F

Wie 111521F, jedoch Gestell verchromt

Same as 111521F, however frame chromium-plated

RBARE LIEGEN

225 KG

Für 225 kg Patientengewicht!
Loading capacity up to 225 kg!



111522F

U-Liege, wie 111522, jedoch inkl. Fahrbarkeit, bestehend aus: Quer- & Längsverstrebung, 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend, mit Wandabweisrädern

Couch, same as 111522, however incl. mobility, consists of: longitudinal and transversal bracing, 2 lockable castors, 1 directional adjustable castor, 1 free-wheeling, with revolving bumpers

121522F


Wie 111522F, jedoch Gestellfarbe weißaluminium (RAL 9006)

Same as 111522F, however frame powder-coated white-aluminium (RAL 9006)

131522F

Wie 111522F, jedoch Gestell verchromt

Same as 111522F, however frame chromium-plated



81520


Papierrollenhaltestange zum Einhängen zwischen zwei Liegenfüße, für Untersuchungsliegen mit einer Breite von 650 mm, L = 590 mm, Ø = 9 mm, ChrNiSt

Paper roll holder stick to be attached between two couch's legs, for couches with a width of 650 mm, l = 590 mm, Ø = 9 mm, made of s/s

81521

Papierrollenhaltestange zum Einhängen zwischen zwei Liegenfüße, für Untersuchungsliegen mit einer Breite von 800 mm, L = 720 mm, Ø = 9 mm, ChrNiSt

Paper roll holder stick to be attached between two couch's legs, for couches with a width of 800 mm, l = 720 mm, Ø = 9 mm, made of s/s



81526

Papierrollenhaltestange für Kinderuntersuchungsliege Art.-Nr. 121535, L = 500 mm, Ø = 15 mm, Aluminium (Nur in Verbindung mit 81001 möglich!)

Paper roll holder stick for pediatric examination couch art. no. 121535, l = 500 mm, Ø = 15 mm, made of aluminium (only in combination with 81001 possible)



81001

Halterung zum Einhängen einer Papierrollenhaltestange, zur Montage am Rahmen, oder unter Polsterteilen, für z. B. Kinderuntersuchungsliege (Papierrollenhaltestange nicht enthalten!)

Holder to attach a paper roll holder stick, to be assembled at the frame or under the upholstery, e.g. for pediatric examination couch (paper roll holder stick is not included!)

ZUBEHÖR FÜR UNTERSUCHUNGSSTÜHLE

ACCESSORIES FOR EXAMINATION COUCHES



85200

Seitl. Führungsschiene
(25x10 mm), L = 600 mm (Paar)

Side rail (25x10 mm), l = 600 mm
(pair)

85210

wie 85200, jedoch L = 320 mm

Same as 85200, however
with l = 320 mm



81400

Haltekloben (Paar) starr, zur
Montage an Liegenfüßen
zur Aufnahme von Zubehör
(Beinhalter)

Clamps (pair) rigid, for at-
tachment of accessories (leg
holders) at couch's legs



81300

Beinhalter nach Goppel-
Platz, (Paar), Befestigungskloben

Leg holders with Goppel
(pair) rigid, clamp
clamps

81710

Aufpreis für Bezug der
Beinschalen mit Kunstleder in
Polsterfarbe

Surcharge for the covering
of leg holders' padding with
synthetic leather in colour



81550

Haltekloben (Paar), starr, zur
Befestigung von Zubehör an
der Führungsschiene
(25x10 mm)

Clamps (pair), rigid, for
attachment of accessories at
side rails (25 x 10 mm)



82500

Armauflage (Stück), höhen-
verstellbar, neigbar, inkl.
Befestigungskloben

Arm rest, height adjustable,
incl. clamp



81500

Haltekloben (Paar), drehbar,
zur Befestigung von Zubehör
an der Führungsschiene
(25x10 mm)

Clamps (pair), rotating, for
attachment of accessories at
side rails (25 x 10 mm)

**82550**

Haltegriffe aus PUR-Schaum,
inkl. Befestigung

*PUR foam hand grips, incl.
clamp*

**93500**

Seitengitter aus ChrNiSt
(Stück), absenkbar auf Pol-
sterhöhe, inkl. Befestigungs-
kloben

*Side guard made of s/s
(piece), adjustable acc. to
the height of upholstery, incl.
clamp*

**83201**

Nasenschlitz im Kopfteilpol-
ster, inkl. Füllstück

*Nose slit in head section, incl.
filling piece*

**93600**

Ablagekorb aus ChrNiSt
(Stück), mit Klettbefestigung,
zur Montage auf der Quer- &
Längsverstrebung

*Filling basket made of stain-
less steel to be attached on
couch 's bracing*

**81800**

Infusionsstange (Stück),
ausziehbar, mit 4 Infusions-
haken, inkl. Abtropfglas und
Befestigungskloben

*Infusion holder (piece), ex-
tendable, with 4 hooks, incl.
dropping glass and clamp*

**51020**

Infusionsständer, fahrbar,
5 armiges Stahlfusskreuz,
verchromt, elektr. leitende
Rollen, 2 Rollen feststellbar,
höhenverstellbar von 1280 -
2190 mm, mit 4 Haken und
bruchsicherem Abtropfglas

*Mobile infusion stand, 5 arm
steel base, chromium plated,
electrically conducting castors,
2 wheels lockable, height ad-
justable from 1280 - 2190 mms,
4 hooks and a shatterproof
dropping off glass*

PRAXIS - ROLLHOCKER

STANDARD STOOLS, DOCTOR'S STOOLS



205920

Standard-Rollhocker, 5-armiges Kunststoff-Fußkreuz, Rollen \varnothing 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 390 - 510 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Maße:
Sitzpolster \varnothing = 340 mm
Polsterstärke 50 mm
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Standard mobile stool, with five-arm plastic base, castors \varnothing 65mm, height adjustment gas spring supported 390-510 mm, with a hand lever under the seat

*dimensions:
upholstered seat \varnothing = 340 mm
thickness 50 mm
base \varnothing = 600 mm*



206020

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Maße:
Sitzpolster \varnothing = 400 mm
Polsterstärke 70 mm
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Mobile stool, with five-arm aluminium base, polished, castors \varnothing 65mm, height adjustment with gas spring support 450-580 mm, with a hand lever under the seat

*dimensions:
upholstered seat \varnothing = 400 mm
thickness 50 mm
base \varnothing = 600 mm*

206030

wie 206020, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm

Same as 206020, however with height adjustment 530-730 mm



206060

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm über Fußauslösung

Maße:
Sitzpolster \varnothing = 400 mm
Polsterstärke 70 mm
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Mobile stool, with five-arm aluminium base, polished, castors \varnothing 65mm, height adjustment with gas spring support 450-580 mm, with foot activation

*dimensions:
upholstered seat \varnothing = 400 mm
thickness 70 mm
base \varnothing = 600 mm*

206070

wie 206060, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm

Same as 206060, however with height adjustment 530-730 mm



206024

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. schmaler Arm-/ Rückenlehne (höhenverstellbar)

Maße:
Sitzpolster = 400 mm,
Polsterstärke 70 mm,
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Mobile stool, with five-arm aluminium base, polished, castors \varnothing 65mm, height adjustment with gas spring support 450-580 mm, with a hand lever under the seat, incl. a narrow arm / back rest (height adjustable), dimensions:

*upholstered seat \varnothing = 400 mm
thickness 70 mm
base \varnothing = 600 mm*

206034

wie 206024, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm

Same as 206024, however with height adjustment 530-730 mm



206035

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 530 - 730 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. schmaler Arm-/ Rückenlehne (höhenverstellbar) und Fußring

Maße:
Sitzpolster \varnothing = 400 mm,
Polsterstärke 70 mm,
Stellfläche \varnothing = 600 mm

Mobile stool, with five-arm aluminium base, polished, castors \varnothing 65mm, height adjustment with gas spring support 530-730 mm, with a hand lever under the seat, incl. a narrow arm / back rest (height adjustable) and a base ring

*dimensions:
upholstered seat \varnothing = 400 mm,
thickness 70 mm
base \varnothing = 600 mm*

SPEZIALSTÜHLE, FUßAUFTRITTE

SPECIAL STOOLS, FOOT HOLD



206040

Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen ø 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm, mit Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Maße:
Sattelsitz Ø = 400 mm
Polsterstärke 70 mm
Stellfläche Ø = 600 mm

Mobile stool with saddle seat, with five-arm aluminium base, polished, castors ø 65mm, height adjustment with gas spring support 450-580 mm, with a hand lever under the seat dimensions:

*upholstered seat Ø = 400 mm
thickness 70 mm
base Ø = 600 mm*

206050

wie 206040, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm

Same as 206040, however with height adjustment 530-730 mm



206012

Aufpreis für elektrisch leitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206020, 206030, 206060 & 206070

Surcharge for electro-conducting castors and covering for stool model 206020, 206030, 206060 & 206070

206013

Aufpreis für elektrisch leitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206024, 206034 & 206035

Surcharge for electro-conducting castors and covering for stool model 206024, 206034 & 206035

206014

Aufpreis für elektrisch leitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206040 & 206050

Surcharge for electro-conducting castors and covering for stool model 206040 & 206050



5940II

Blutentnahmestuhl, Gestell kunststoffbeschichtet, weiß (RAL 9010), Maße: (L/B/H) 430 x 440 x 480 / 820 mm, Armauflagen neigbar in 3 Stufen

Blood-donation chair, with powder-coated frame, white (RAL 9010), dimensions: (l /w/h) 430 x 440 x 480 / 820 mm, arm rest inclinable in 3 steps



84400

Fußauftritt, weiß (RAL 9010), einstufig, Maße: (B /T/H) 470 x 275 x 230 mm

Foot step, white (RAL 9010), single stage, dimensions: (w/d/h) 470 x 275 x 230 mm




84420

Fußauftritt, weiß (RAL 9010), zweistufig, Maße: (B/T/H) 470 x 550 x 230 / 425 mm

Foot step, white (RAL 9010), double stage, dimensions: (w/d/h) 470 x 550 x 230/ 425 mm

UNSER GESAMTPROGRAMM: OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:



medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop

made in Germany



fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

Impressum

Gesamtherstellung:
FACT-Werbeagentur
57368 Lennestadt
www.fact-werbeagentur.de

© medifa-hesse GmbH & Co. KG

Drucknummer: Liegen/ED/001-12

Änderungen vorbehalten.

Data subject to change
without notice.

Abt Maurus Strasse 35
3390 Melk
Austria

ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
...we care about you...

Telefon: +43 680 12 4747 9
Fax: +43 1 34242 069256
E-Mail: office@ecomед.co.at
Web: www.ecomed.co.at